



**VENOSAN®**

Compression Stockings

**Instructions for use**  
Compression stockings



<b>DE</b>	<b>Gebrauchsanweisung</b> Kompressionsstrümpfe	<b>4/5</b>
<b>EN</b>	<b>Instructions for use</b> Compression stockings	<b>6/7</b>
<b>FR</b>	<b>Instructions d'utilisation</b> Bas compressifs	<b>8/9</b>
<b>IT</b>	<b>Istruzioni per l'uso</b> Calze elasto-compressive	<b>10/11</b>
<b>ES</b>	<b>Instrucciones de uso</b> Medias de compresión	<b>12/13</b>
<b>PT</b>	<b>Instruções de uso</b> Meias de compressão	<b>14/15</b>
<b>AR</b>	مادختس الاتامي لعلع جوارب الضغط الطبية	<b>16/17</b>
<b>BG</b>	<b>Инструкции за употреба</b> компресия чорапи	<b>18/19</b>
<b>CZ</b>	<b>Pokyny pro použití</b> Stáhovacích punčoch	<b>20/21</b>
<b>DA</b>	<b>Brugsanvisning</b> Kompressionsstrømper	<b>22/23</b>
<b>EL</b>	<b>Οδηγία χρήσεως</b> Κάλτσες συμπίεσης	<b>24/25</b>
<b>ET</b>	<b>Kasutusjuhised</b> Kompressioontoodete	<b>26/27</b>
<b>FI</b>	<b>Käyttöohjeet</b> Puristussukka	<b>28/29</b>

<b>HR</b>	<b>Upute za upotrebu</b> Kompresivne čarape	<b>30/31</b>
<b>HU</b>	<b>Használati utasítás</b> Kompressziós harisnya	<b>32/33</b>
<b>JA</b>	<b>使用説明書</b> 用弹性ストッキング	<b>34/35</b>
<b>LT</b>	<b>Naudojimo instrukcija</b> Kompresinės kojinės	<b>36/37</b>
<b>LV</b>	<b>Lietošanas instrukcija</b> Kompresijas zeķes	<b>38/39</b>
<b>NL</b>	<b>Gebruiksaanwijzing</b> Compressiekousen	<b>40/41</b>
<b>NO</b>	<b>Instruksjoner for bruk</b> Kompresjonsstrømper	<b>42/43</b>
<b>PL</b>	<b>Instrukcja użycia</b> Uciskowe wyroby pończosznicze	<b>44/45</b>
<b>RU</b>	<b>Инструкция по использованию</b> Компрессионные чулки	<b>46/47</b>
<b>SK</b>	<b>Návod</b> Sťahovacie pančuchy	<b>48/49</b>
<b>SL</b>	<b>Navodila za uporabo</b> Kompresijskih nogavic	<b>50/51</b>
<b>SV</b>	<b>Bruksanvisning</b> Kompressionsstrumpor	<b>52/53</b>
<b>TR</b>	<b>Kullanım Talimatları</b> Kompresyon Çorapları	<b>54/55</b>



**VENOSAN®**

Compression Stockings

Vielen Dank, dass Sie sich für VENOSAN® Kompressionsstrümpfe entschieden haben. Diese wurden nach den neusten Erkenntnissen der Medizin hergestellt. Hier handelt es sich um ein medizinisches Hilfsmittel. Es ist daher absolut erforderlich, dass Sie diese Gebrauchsanweisung genau durchlesen.

**Produktbeschreibung und Leistungsmerkmale**

Kompression bewirkt, dass der Beinvenendurchmesser verringert wird und die Venenklappen sich wieder schliessen können. Somit wird die Rückflusgeschwindigkeit des Blutes zum Herzen erhöht und das Blut versackt nicht mehr in den Beinen.

**Materialzusammensetzung**

Genaue Angaben zur Materialzusammensetzung Ihres VENOSAN® Kompressionsstrumpfes finden Sie auf dem eingenähten Textiletikett und auf der Rückseite der Verpackung.

**Zweckbestimmung**

Langzeitherapie von phlebologischen und/ oder lymphologischen Erkrankungen der Beine.

**Indikationen**

**Varikose:** Varikose primär und sekundär, Varizen in der Schwangerschaft, die Sklerosierungstherapie unterstützend, nach venen chirurgischen Eingriffen **Thromboembolie:** Thromophlebitis (superfiziell) sowie Zustand nach abgeheilter Phlebitis, tiefe Beinvenenthrombose, Zustand nach Thrombose, Postthrombotisches Syndrom, Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten **Chronische Venerinsuffizienz:** CVI der Stadien I bis III nach Widmer bzw. C1S-C6 nach CEAP,

Ulkusprävention, Leitveneninsuffizienz, Angiodysplasie **Ödeme:** Lymphödeme, Ödeme in der Schwangerschaft, posttraumatische Ödeme, postoperative Ödeme, zyklisch idiopathische Ödeme, Lipödeme ab Stadium II, Stauungszustände infolge Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und Teilparesen der Extremität) **Andere:** Zustand nach Verbrennungen, Narbenbehandlung.

**Kontraindikationen**

Bekannte Allergie und / oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten. Bei folgenden Krankheiten dürfen die medizinischen Kompressionsstrümpfe VENOSAN® nicht getragen werden.

**Absolut:** Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens.

**Relativ:** Ausgeprägte nässende Dermatosen,

Unverträglichkeit auf Kompressionsstrumpfmaterial, schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität, fortgeschrittene periphere Neuropathie (z.B. Diabetes mellitus), primär chronische Polyarthritis. Bei Nichtbeachtung dieser Punkte wird jede Haftung abgelehnt.

**Risiken & Nebenwirkungen**

Bei Strümpfen mit Silikonhaftband und Silber kann es in seltenen Fällen bei Überempfindlichkeit zu Hautreizungen und / oder Allergien kommen. Medizinische Kompressionsstrümpfe können, insbesondere bei unsachgemässer Handhabung, Hautnekrosen und Druckschäden auf periphere Nerven verursachen.

**Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen**

Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten, bevor Sie Ihre Strümpfe zum ersten Mal tragen. Die Strümpfe dürfen nicht auf offenen Wunden getragen werden. Es ist wichtig, dass die Grösse und Passform genau stimmen. Stülpen Sie den oberen Strumpfrand nie um. Dadurch wird der Druck verdoppelt und es kann zu gefährlichen Stauungen führen. Sollten sich beim Tragen der Strümpfe die Beinschmerzen vergrössern oder wenn Sie sich unwohl fühlen, müssen Sie sofort Ihren Arzt oder eine Fachperson konsultieren. Achten Sie bitte auf gepflegte Füsse und ein gutes Schuhwerk, damit das feine Gestrick der Strümpfe nicht beschädigt wird. Gewisse Salben und Öle können Ihre Strümpfe zerstören oder unansehnliche Flecken hinterlassen. Aus hygienischen Gründen ist dieses Produkt nur für eine Person bestimmt. Das Textiletikett ist ein wichtiger Bestandteil der Kompressionsstrümpfe. Wenn Sie diese Kennzeichnung entfernen, entfällt der Anspruch auf Gewährleistung oder Umtausch.

Bei vorschriftsgemässer Anwendung und Pflege der Strümpfe beträgt die Gebrauchsdauer sechs Monate. Danach kann die medizinische Wirkung nicht mehr gewährleistet werden und wir empfehlen den Kauf neuer Kompressionsstrümpfe.



## Anwendungshinweise

### 1. Vorbereitung

Vor Gebrauch waschen! Mit spitzen oder rissigen Fingernägeln, rauen Händen, scharfkantigen Ringen, Armbändern, Uhren usw. kann das feine Gestrick Ihrer VENOSAN® beim An- und Ausziehen beschädigt werden.

### 2. Anwendung

Die erstmalige Anpassung des Produktes darf nur durch medizinisch geschultes Fachpersonal erfolgen. Achten Sie bitte darauf, dass Kompressionsstrümpfe angelegt werden und nicht angezogen. Legen Sie die Strümpfe am besten morgens direkt nach dem Aufstehen an. Die Füsse und Beine dürfen weder nass noch feucht sein. Puder kann im Notfall Abhilfe schaffen.

1. Wenden Sie das Strumpfrohr bis zur Ferse nach aussen, d.h. abgesehen vom Fussteil ist die Innenseite des Strumpfes nach aussen.
2. Dehnen Sie nun den Fussteil mit den beiden Daumen auseinander und stülpen Sie die Strümpfe über den Fuss.
3. Fassen Sie den oberen Rand und ziehen Sie das Strumpfrohr über die Ferse.
4. Wenn das Strumpfrohr auf dem Bein liegt, mit beiden Daumen nach innen greifen und das Gestrick pendelförmig nach oben massieren.

Ihre VENOSAN® sind aus einem hochelastischen Material hergestellt. Der obere Strumpfrand darf daher nicht mit aller Kraft nach oben gezogen werden, sondern er muss, pendelförmig nach oben massiert werden.

1. Beim Ausziehen den oberen Strumpfrand nach unten und über die Ferse ziehen.
2. Den Daumen zwischen das Gestrick und das Bein schieben und den Strumpf über die Ferse stülpen.
3. Strumpf langsam vom Fuss ziehen.

Tragen Sie Ihre Kompressionsstrümpfe täglich. Nur regelmässiges Tragen gewährleistet den therapeutischen Erfolg. Sollten während des Tragens des Kompressionsstrumpfes Schmerzen oder starke Hautreizungen auftreten, konsultieren Sie bitte sofort Ihren Arzt oder Apotheker.

### 3. Pflegeempfehlung (Pflegehinweis)

Ihre VENOSAN® Kompressionsstrümpfe täglich bei max. 40°C mit Schonwaschgang in der Waschmaschine waschen. Benutzen Sie für das Waschen ein Feinwaschmittel ohne Weichspüler, optischen Aufheller oder Fleckenwasser (wie Terpentin, Benzin etc.). Für eine maximale Produktlebensdauer wird der Einsatz eines Trockners/Heizung nicht empfohlen (Etikett beachten). Sie können die Innenseite des Silikonhaftbandes zur Verbesserung der Haftung gelegentlich mit Alkohol abwischen.

### Lager- und Transportbedingungen

Lagern Sie die Strümpfe bei Raumtemperatur und geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung. Die Lagerfähigkeit bei sachgemässer Lagerung ist mit dem Symbol einer "Sanduhr" auf dem Verpackungsetikett aufgedruckt. Lagerfähigkeit 60 Monate.

Massangefertigte medizinische Kompressionsstrümpfe sind Produkte zur sofortigen Verwendung und somit nicht mit einem Lagerfähigkeitsdatum versehen.

### Entsorgung

Sie können Ihre VENOSAN® Kompressionsstrümpfe über den Hausmüll entsorgen. Existieren abweichend nationale gesetzliche Vorschriften, sind diese anzuwenden.

### Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.

## INSTRUCTIONS FOR USE

Thank you for choosing VENOSAN® compression stockings. These have been produced in accordance with the latest medical knowledge. The stockings are a medical device, and it is therefore absolutely essential that you read these instructions very carefully.

### **Product description and features**

Compression causes the leg vein diameter to reduce and enables the vein valves to close again. The backflow velocity of the blood to the heart is thus increased and the blood no longer sinks into the legs.

### **Material composition**

You can find precise details on the material composition of your VENOSAN® compression stocking on the sew-in textile label and on the back of the packaging.

### **Intended purpose**

Long-term treatment of phlebological and/ or lymphatic diseases in the case of legs.

### **Indications**

**Varicosis:** Primary and secondary varicosis, varicosis during pregnancy, after sclerotherapy, after vein surgery

**Thromboembolism:** Thrombophlebitis (superficial) as well as after treatment of phlebitis,

deep venous thrombosis, after thrombosis, post-thrombotic syndrome, prophylaxis of thrombosis for ambulatory patients

**Chronic venous insufficiency:** CVI grades I to III according to Widmer, C1S-C6

according to CEAP, prevention of venous ulcers, insufficiency of the communicating veins, angiodyplasia

**Oedemas:** Lymphoedema, oedema during pregnancy, post-traumatic oedema, postoperative oedema,

idiopathic cyclic oedema, grade II lipoedema and above, congestive conditions following prolonged immobility (arthrogenic stasis syndrome, paralysis and partial paralysis of the limb).

**Other:** After burns, hypertrophic scarring

### **Contraindications**

Known allergy and/ or hypersensitivity to any of the product components. VENOSAN® medical compression stockings must not be worn by anyone suffering from the following:

**Absolute:** Advanced peripheral arterial occlusive disease, decompensated heart diseases, septic phlebitis, phlegmasia coerulea dolens

**Relative:** Concomitant dermatoses, intolerance to compression stocking fabric, sensory disturbances of the limb, advanced peripheral neuropathy, primary chronic arthritis.

Failure to observe these contraindications will result in the invalidation of any liability claims.

### **Risks and side effects**

The use of stockings with silicone self-supporting tops and silver may lead to skin irritation and/ or allergies may occur in rare cases of sensitive skin. Medical compression stockings can cause skin necrosis and pressure damage on the peripheral nervous system, especially if misused.

### **Warnings and Precautions**

Be sure to consult trained medical personnel before wearing your stockings for the first time. The stockings should not be worn on open wounds. It is very important that the stockings are the correct size and fit you exactly. Never fold over the top seam. This will double the pressure which can lead to dangerous constriction. If the pain in your legs increases when you are wearing your stockings, or if you feel unwell, you must consult your doctor or a suitable specialist immediately. Please make sure you pay attention to well-groomed feet and a good footwear, so that the fine knit of the stockings will not be damaged. Certain creams, ointments and oils can destroy your stockings or leave unsightly stains. For hygienic reasons, this product is not suitable for treating more than one patient. The textile label is an important part of the compression stockings. If you remove this label, the claim for warranty or exchange is void. If you use and care for your stockings according to the instructions they will have a useful life of six months. After this period the medical efficacy can no longer be guaranteed and we recommend you buy new stockings.



## **Application instructions**

### **1. Preparation**

Wash before use! Sharp or cracked finger nails, rough skin, sharp-edged rings, bracelets, or wristwatches can damage the sheer knitted fabric of your VENOSAN® when you are putting them on or taking them off.

### **2. Application**

The initial fitting of the product must only be performed by medically trained specialists.

Please note, compression stockings should be carefully applied and not simply pulled up the leg. It is best to put on your stockings first thing in the morning, as soon as you get up. Your feet and legs must be dry. Talcum powder can be helpful if necessary.

1. Turn the leg of the stocking inside out down as far as the heel, i.e. except for the foot, the inside of your stocking must be facing outwards.
2. Use both thumbs to stretch the foot of the stocking open and pull your stocking over your foot.
3. Grip the upper edge of the stocking and pull it over your heel.
4. Once all the leg of the stocking is above your ankle, reach inside with both thumbs and massage the fabric up your leg with a zigzag movement.

Since your VENOSAN® stockings are made of highly elastic material it is very important that you do not pull the top seam up as hard as you can. The stocking has to be massaged upwards in a series of side-to-side movements.

1. When removing the stockings, pull the top seam of the leg part downwards as far as your ankle.
2. Push both thumbs between the knitted fabric and your leg and ease it over your heel.
3. Pull the stocking slowly over your foot.

Wear your compression stockings every day. Therapeutic success can only be ensured by wearing the stockings regularly.

Please consult your doctor or chemist immediately if pains or severe skin irritations occur while wearing the compression stocking.

### **3. Care recommendation (care instructions)**

You can wash your VENOSAN® compression stockings in the washing machine at max. 40°C on a delicates programme. Do not use any fabric softeners, optical brighteners or stain removers (such as turpentine, benzine etc.) To maximize the product lifespan do not use a tumble dryer or radiator for drying (see label). Clean the silicone bands on self-supporting tops with alcohol regularly to improve adhesion.

### **Storage and transport conditions**

Store the stockings at room temperature and protect against humidity and direct sunlight. You can find the expiry date of your compression stocking in the form of an hourglass on the packaging label.

Please note that the service life of compression stockings is 60 months when stored properly.

Our custom-made products are intended to be used immediately, so no maximum storage date is indicated on the packaging.

### **Disposal**

The VENOSAN® compression stockings can be disposed of in household waste. If deviating national statutory provisions exist, these must be applied.

### **General information**

In case of serious incident, contact the manufacturer and the responsible health authorities.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi les bas compressifs VENOSAN®. Ceux-ci ont été produits conformément aux dernières connaissances médicales. Les bas sont un dispositif médical et il est donc absolument essentiel que vous lisiez très attentivement ces instructions.

### Description et caractéristiques du produit

La compression entraîne une réduction du diamètre des veines des membres inférieurs et permet aux valvules veineuses de se refermer. La vitesse de reflux du sang vers le cœur est donc accrue et le sang ne stagne plus dans les jambes.

### Composition

Vous trouverez des précisions sur la composition de vos bas compressifs VENOSAN® sur l'étiquette en tissu cousue à l'intérieur ainsi qu'au dos de l'emballage.

### Usage prévu

TraITEMENT à long terme des maladies liées au système veineux ou lymphatique, touchant les membres inférieurs.

### Indications

**Varicosités:** Varices primaires ou secondaires, varicosités pendant la grossesse, après une sclérothérapie ou une opération des varices **Thromboembolie:** Thrombophlébite (superficielle) également après un traitement de la phlébite, thrombose veineuse profonde (DVT), consécutive à une thrombose, syndrome post-thrombotique, prophylaxie de la thrombose chez les patients ambulatoires **Insuffisance veineuse chronique (CVI):** CVI classes I à III selon Widmer, C1S-C6 selon la classification CEAP, prévention des ulcères veineux, insuffisance des veines communicantes, angiodynplasie **Œdèmes:** Lymphœdème, œdème durant la grossesse, œdème post-traumatique, œdème post-opératoire, œdème cyclique idiopathique, lipœdème de classe II et plus, affections congestives consécutives à une immobilisation prolongée (syndrome de stase arthrogénique, paralysie ou paralysie partielle des membres).

**Autres:** Après une brûlure ou une cicatrice hypertrophique

### Contre-indications

Allergie ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit. Les bas compressifs médicaux VENOSAN® ne doivent pas être portés par des personnes présentant les affections suivantes:

**Contre-indications absolues:** Maladie artérielle occlusive périphérique à un stade avancé, insuffisance cardiaque décompensée, phlébite septique, phlébite bleue

**Contre-indications relatives:** Dermatose concomitante, intolérance au tissu des bas compressifs, troubles sensoriels des membres, neuropathie périphérique à un stade avancé, arthrite chronique primaire. Le non-respect de ces contre-indications invalidera tout recours en responsabilité.

### Risques et effets secondaires

L'utilisation de bas à bandes adhésives en silicone et fils d'argent peut provoquer une irritation cutanée et des allergies peuvent survenir dans de rares cas de sensibilisation de la peau. Les bas compressifs médicaux peuvent provoquer une nécrose cutanée et une altération due à la pression au niveau du système nerveux périphérique, en particulier, à la suite d'une mauvaise utilisation.

### Mises en garde et précautions

Veuillez à consulter un personnel soignant qualifié avant de porter vos bas pour la première fois. Les bas ne doivent pas être portés sur des plaies ouvertes. Il importe que les bas soient de la bonne taille et qu'ils vous aillent parfaitement. Ne jamais replier la bordure supérieure des bas. Cela doublerait la pression et pourrait produire une dangereuse constriction. Si la douleur au niveau de vos membres inférieurs augmente lorsque vous portez vos bas, ou si vous ne vous sentez pas bien, vous devez immédiatement consulter votre médecin généraliste ou un médecin spécialisé. Veuillez vous assurer que vos pieds sont bien soignés et que vous êtes bien chaussé afin que les mailles fines de vos bas ne soient pas abîmées. Certains produits tels que les crèmes, onguents ou huiles peuvent endommager vos bas ou bien laisser des taches disgracieuses. Pour des raisons d'hygiène, ce produit n'est destiné qu'à traiter un seul patient. L'étiquette en tissu est un élément essentiel des bas compressifs. Si vous enlevez cette étiquette, aucune demande de garantie ou d'échange ne pourra aboutir.



Si vous prenez soin de vos bas en les utilisant conformément aux instructions, vous pourrez les porter pendant au moins six mois. Après cette période, l'efficacité du produit n'est plus garantie et nous vous recommandons d'acheter de nouveaux bas.

## **Instructions d'application**

### **1. Préparation**

Laver avant utilisation! Des ongles pointus ou abîmés, une peau râche, une bague serrée, un bracelet ou une montre-bracelet peuvent abîmer le tissu à fines mailles de vos bas VENOSAN® lorsque vous enfilez ou ôtez ces derniers.

### **2. Application**

Le premier enfilage des bas ne doit être effectué que par un membre qualifié du personnel soignant. Veuillez noter que les bas compressifs doivent être soigneusement enfilés et pas seulement tirés jusqu'en haut de la jambe. La première chose que nous vous conseillons de faire le matin, au réveil, est d'enfiler vos bas. Vos pieds et vos jambes doivent être secs. Le talc peut être utile, le cas échéant.

1. Retournez votre bas sur l'envers jusqu'au talon, en laissant seulement le pied, l'intérieur de votre bas devant rester à l'endroit.
2. À l'aide de vos deux pouces, élargissez le pied de votre bas jusqu'à ce que celui-ci soit ouvert et étendez le bas sur votre pied.
3. Saisissez le bord supérieur du bas et tirez-le sur votre talon.
4. Une fois que toute la longueur du bas se trouve au-dessus de votre cheville, faites entrer vos deux pouces à l'intérieur du bas et faites progresser votre bas vers le haut en massant et en effectuant des zigzag.

Puisque vos bas VENOSAN® sont fabriqués à partir d'une matière très élastique, il est très important de ne pas tirer trop fort sur la bande supérieure. Le bas doit subir des massages verticaux grâce à des mouvements latéraux.

1. Lorsque vous ôtez vos bas, abaissez la bande supérieure de la longueur des bas jusqu'à la cheville.
2. Placez vos deux pouces entre le vêtement tissé et la peau et faites glisser celui-ci sous le talon.
3. Retirez lentement les bas de vos pieds.

Portez vos bas compressifs tous les jours. Le succès thérapeutique ne peut être assuré que grâce au port régulier des bas. Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien immédiatement si des douleurs ou une grave irritation cutanée se produit, lorsque vous portez vos bas compressifs.

### **3. Conseils d'entretien (consignes de lavage)**

Vous pouvez laver vos bas compressifs à la machine à laver, à 40°C maximum, en choisissant un programme Délicat. Ne pas utiliser de produit assouplissant, d'agent de blanchiment optique ou de détachant (tels que la térébenthine, la benzine, etc.) Pour maximiser la durée de vie du produit, ne pas utiliser de sèche-linge ou de radiateur pour le séchage (voir étiquette).

Nettoyer régulièrement les bandes en silicone situées sur les bords adhésives, avec de l'alcool pour améliorer l'adhérence.

### **Conditions de stockage et de transport**

Rangez les bas à température ambiante, protégez-les contre l'humidité et mettez-les à l'abri de toute source lumineuse. Vous trouverez la date d'expiration de vos bas de compression sous forme de sablier, sur l'étiquette apposée sur l'emballage. Veuillez noter que la durée de vie des bas compressifs est de 60 mois, lorsque ces derniers ont été rangés en suivant les instructions. Nos produits sur-mesure sont destinés à être utilisés immédiatement, donc aucune date de conservation maximale n'est indiquée sur l'emballage.

### **Mise au rebut/élimination**

Les bas compressifs VENOSAN® peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Si des dispositions réglementaires nationales divergentes existent, celles-ci doivent être appliquées.

### **Informations générales**

En cas d'incident grave, contactez le fabricant et les autorités sanitaires responsables.

Grazie per aver scelto le calze comprensive VENOSAN®. Queste calze sono state prodotte secondo le più recenti conoscenze mediche. Le calze sono un dispositivo medico ed è quindi assolutamente necessario leggere attentamente queste istruzioni per l'uso.

### **Descrizione e caratteristiche del prodotto**

La compressione fa sì che il diametro della vena della gamba si riduca e consente alle valvole venose di richiudersi. In questo modo la velocità di flusso del sangue dalle gambe al cuore aumenta e si ottiene una riduzione dei reflussi patologici.

### **Composizione materiale**

Troverete informazioni precise sulla composizione materiale della vostra calza comprensiva VENOSAN® sull'etichetta tessile cucita al suo interno e sul retro del confezione.

### **Destinazione d'uso**

Trattamento a lungo termine di malattie flebologiche e/o linfatiche che colpiscono le gambe.

### **Indicazioni**

**Varicosi:** varicosi primaria e secondaria, varicosi in gravidanza, dopo scleroterapia, dopo chirurgia venosa

**Tromboembolia:** tromboflebite (superficiale) e stato successivo al trattamento della flebite, trombosí venosa profonda, post-trombosi, sindrome post-trombotica, profilassi della trombosi per pazienti ambulatoriali.

**Insufficienza venosa cronica:** gradi di insufficienza venosa cronica da I a III secondo Widmer, C1S-C6 secondo la classificazione CEAP, prevenzione delle ulcere venose, insufficienza delle vene comunicanti, angiodisplasia. **Edemi:** linfedema, edema durante la gravidanza, edema post-traumatico, edema post-operatorio, edema ciclico idiopatico, lipoedema di grado II e superiore, condizioni di congestione in seguito ad immobilità prolungata (sindrome da stasi artrogenica, paralisi e paralisi parziale dell'arto). **Altri usi:** a seguito di ustioni, cicatrici ipertrofiche

### **Controindicazioni**

Allergia e/o ipersensibilità nota a uno qualsiasi dei componenti del prodotto. Le calze comprensive medicali VENOSAN® non devono essere indossate dalle persone affette dalle seguenti patologie:

**In nessun caso:** malattia occlusiva avanzata delle arterie periferiche, malattie cardiache scompensate, flebite settica, phlegmasia coerulea dolens

**Solo in casi particolari:** dermatosi concomitanti, intolleranza al tessuto della calza comprensiva, disturbi sensoriali dell'arto, neuropatia periferica avanzata, artrite cronica primaria.

La mancata osservanza di queste controindicazioni renderà invalide eventuali richieste di risarcimento danni.

### **Rischi ed effetti collaterali**

L'uso di calze con autoreggenti in silicone e argento può provocare irritazioni cutanee e/o allergie in rari casi di pelle sensibile. Le calze comprensive medicali possono causare necrosi cutanea e danni da pressione sul sistema nervoso periferico, soprattutto in caso di uso improprio.

### **Avvertimenti e precauzioni**

Prima di indossare per la prima volta le calze, si raccomanda di consultare il personale medico specializzato. Le calze non devono essere indossate su ferite aperte. È molto importante che le calze siano della misura giusta e che si adattino perfettamente a voi. Non ripiegare mai la cucitura superiore. Questo raddoppierà la pressione e può causare pericolose costrizioni. Se indossando le calze il dolore alle gambe aumentasse, o in caso di malessere, è necessario consultare immediatamente il proprio medico o uno specialista adeguato. Assicuratevi di prestare attenzione a mantenere i piedi ben curati e a indossare calzature di buona qualità, in modo che la maglia fine delle calze non venga danneggiata. Alcune creme, unguenti e oli possono distruggere le vostre calze o lasciare macchie antietetiche. Per motivi igienici, questo prodotto non è adatto al trattamento di più di un paziente. L'etichetta tessile è una parte importante delle calze comprensive. Se si rimuove questa etichetta, la richiesta di garanzia o sostituzione decadrà. Se utilizzerete e tratterete le vostre calze secondo le istruzioni, potranno essere utilizzate per sei mesi. Dopo questo periodo l'efficacia clinica non potrà più essere garantita e vi consigliamo di acquistare calze nuove.



## Istruzioni per l'uso

### 1. Preparazione

Lavare prima dell'uso! Unghie appuntite o incrinate, pelle ruvida, anelli, bracciali o orologi da polso possono danneggiare il tessuto a maglia delle vostre calze VENOSAN® quando le indossate o le togliete.

### 2. Uso

L'adattamento iniziale del prodotto deve essere eseguito solo da personale medico specializzato.

Si prega di notare che le calze comprensive devono essere applicate con cura e non semplicemente tirate su per la gamba. È consigliabile indossare le calze al mattino, non appena alzati. I piedi e le gambe devono essere asciutti. Il borotalco può essere utile se necessario.

1. Rovesciare la gamba della calza verso il basso fino al tallone; ciò significa che, ad eccezione del piede, la parte interna della calza deve essere rivolta verso l'esterno.
2. Utilizzare entrambi i pollici per allungare il piede della calza e tirare la calza sopra il piede.
3. Afferrare il bordo superiore della calza e tirarla sopra il tallone.
4. Una volta che tutta la gamba della calza sarà sopra la caviglia, afferrare l'interno con entrambi i pollici e massaggiare il tessuto sulla gamba con un movimento a zigzag.

Poiché le vostre calze VENOSAN® sono fatte di materiale altamente elastico, è molto importante non tirare con forza la cucitura superiore verso l'alto. La calza deve essere massaggiata verso l'alto con una serie di movimenti laterali.

1. Per rimuovere le calze, tirare la cucitura superiore della gamba verso il basso fino alla caviglia.
2. Spingere entrambi i pollici tra il tessuto a maglia e la gamba e allentare sopra il tallone.
3. Tirare lentamente la calza sopra il piede.

Indossate le calze comprensive ogni giorno. Il successo terapeutico può essere garantito solo indossando regolarmente le calze. Consultare il proprio medico curante o farmacista immediatamente in caso di dolori o gravi irritazioni cutanee mentre si indossano le calze comprensive.

### 3. Consigli per la conservazione (istruzioni per la conservazione)

È possibile lavare le calze comprensive VENOSAN® in lavatrice a una temperatura massima di 40°C con un programma per delicati. Non utilizzare ammorbidenti, sbiancanti ottici o smacchiatori (come trementina, benzina, ecc.). Per massimizzare la durata del prodotto non utilizzare un'asciugatrice o un radiatore per l'asciugatura (vedi etichetta). Pulire regolarmente i nastri in silicone delle calze autoreggenti con alcool per migliorare l'adesione.

### Modalità di conservazione e di trasporto

Conservare le calze a temperatura ambiente e proteggerle dall'umidità e dalla luce solare diretta. La data di scadenza della calza comprensiva si trova sotto forma di clessidra sull'etichetta della confezione. Si prega di notare che la durata delle calze comprensive è di 60 mesi se conservate correttamente. I nostri prodotti su misura sono destinati a un utilizzo immediato, pertanto sulla confezione non è indicata la data limite di conservazione.

### Smaltimento

Le calze comprensive VENOSAN® possono essere smaltite nei rifiuti domestici. Qualora esistano disposizioni legislative nazionali divergenti, quest'ultime dovranno essere applicate.

### Informazioni generali

In caso di gravi incidenti, contattare il produttore e le autorità sanitarie competenti.

Gracias por elegir las medias de compresión VENOSAN®. Estas medias están fabricadas conforme a los últimos conocimientos médicos. Se trata de un producto sanitario y, por consiguiente, es fundamental que lea estas instrucciones detenidamente.

### Descripción y características del producto

La compresión reduce el diámetro de las venas de las piernas y permite que las válvulas venosas se cierren nuevamente. Por lo tanto, la velocidad del reflujo de la sangre en dirección al corazón aumenta y esta no se acumula en las piernas.

### Composición del material

Encontrará información más detallada sobre la composición del material de la media de compresión VENOSAN® en la etiqueta de tela cosida en la media o en la parte trasera del envase.

### Finalidad prevista

Tratamiento prolongado de enfermedades flebológicas y/o linfáticas en las piernas.

### Indicaciones

**Varicosas:** Varicosis primaria y secundaria, varicosis en el embarazo, después de escleroterapia, después de cirugía venosa **Tromboembolia:** Tromboflebitis (superficial), así como después del tratamiento de flebitis, trombosis venosa profunda, después de trombosis, posterior al síndrome trombótico, profilaxis de trombosis en pacientes ambulatorios **Insuficiencia venosa crónica:** IVC de grados I a III según Widmer, C1S a C6 según la clasificación CEAP, prevención de úlceras venosas, insuficiencia de las venas perforantes, angiodisplasia **Edemas:** Linfoedema, edema en el embarazo, edema postraumático, edema posoperatorio, edema cíclico idiopático, lipoedema de grado II y superior, enfermedades congestivas luego de inmovilidad prolongada (síndrome de estasis artrogénica, parálisis y parálisis parcial de la extremidad). **Otras:** Despues de quemaduras, cicatrización hipertrófica

### Contraindicaciones

Alergia o hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes del producto. Aquellas personas que sufren cualquiera de las siguientes afecciones no deben usar las medias de compresión médicas VENOSAN®:

**Absolutas:** Enfermedad arterial periférica oclusiva avanzada, enfermedades cardíacas descompensadas, flebitis séptica, flegmasia cerúlea dolorosa

**Relativas:** Dermatosis concomitantes, intolerancia al tejido de la media de compresión, trastornos sensitivos del miembro, neuropatía periférica avanzada, artritis crónica primaria

Si no se respetan estas contraindicaciones, no se podrá reclamar ninguna responsabilidad.

### Riesgos y efectos secundarios

El uso de medias con cañas de silicona de autosujeción en la parte superior y con plata puede causar irritación de la piel y/o alergias en casos poco frecuentes de piel sensible. Las medias de compresión médicas pueden causar necrosis cutánea y producir daños en el sistema nervioso periférico, especialmente si se usan incorrectamente.

### Precauciones y advertencias

Asegúrese de consultar al personal médico capacitado antes de empezar a usar las medias. Las medias no se deben usar si existen heridas abiertas. Es muy importante que la talla y la compresión sean las correctas. Nunca debe doblarse la costura superior. Esto duplicará la presión, lo que puede causar una opresión peligrosa. Si el dolor en las piernas aumenta al usar las medias o si no se encuentra bien, debe consultar a su médico o a un especialista pertinente de inmediato. Asegúrese de tener los pies bien cuidados y de usar un buen calzado para no dañar el tejido delicado de las medias. Ciertas cremas, pomadas y aceites pueden dañar las medias o dejar marcas antiestéticas. Por razones higiénicas, este producto no debe utilizarse para tratar a más de un paciente. La etiqueta de tela constituye una parte importante de las medias de compresión. Si se retira esta etiqueta, se anulará la garantía y el derecho a cambio. Con el correcto uso y cuidado de las medias según las instrucciones, estas tienen una vida útil de seis meses. Después de este período, la eficacia médica no puede seguir garantizándose y se recomienda que se adquieran unas medias nuevas.



## Instrucciones para ponerse las medias

### 1. Preparación

Lave las medias antes de usarlas. Las uñas afiladas o rotas, la piel áspera y los anillos, las pulseras o los relojes con bordes afilados pueden dañar el tejido transparente de las medias VENOSAN® al ponérselas o quitárselas.

### 2. Cómo ponérselas

La primera vez que vaya a ponerse el producto, lo debe hacer únicamente un especialista con formación médica. Tenga en cuenta que las medias de compresión deben colocarse con cuidado y no deben subirse tirando de ellas. Se recomienda que se ponga las medias por la mañana, justo después de levantarse. Los pies y las piernas deben estar secos. El talco puede ser útil si lo necesitara.

1. Dele la vuelta a la pernera para que quede al revés y enrolle hasta el talón, es decir, excepto el pie; el interior de la media debe estar mirando hacia fuera.
2. Con la ayuda de ambos pulgares, estire el pie de la media para abrirla y deslice la media por el pie.
3. Sujete el borde superior de la media y súbalo por encima del talón.

Cuando la pernera esté por encima del tobillo, introduzca ambos pulgares y estire suavemente el tejido para subirlo por la pierna con un movimiento zigzagueante. Las medias VENOSAN® están fabricadas con un material sumamente elástico, así que es muy importante no tirar al máximo la costura superior. La media debe estirarse suavemente hacia arriba con una serie de movimientos laterales.

1. Al quitarse las medias, deslice la caña de la pernera hacia abajo hasta que llegue al tobillo.
2. Introduzca ambos pulgares entre el tejido y la pierna para aflojarlo y páselo por encima del talón.
3. Deslice lentamente la media por encima del pie. Use las medias de compresión todos los días. El éxito del tratamiento solo puede garantizarse si las medias se usan con regularidad.

Consulte a su médico o farmacéutico de inmediato si siente alguna dolencia, o si se le irrita la piel mientras usa la media de compresión.

### 3. Recomendaciones para el cuidado (instrucciones para el cuidado)

Las medias de compresión VENOSAN® pueden lavarse a máquina a un máximo de 40°C con un programa delicado. No use suavizantes, blanqueadores ópticos ni quitamanchas (como trementina, bencina, etc.).

Para maximizar la vida útil del producto, no use la secadora ni el radiador para el secado (consulte la etiqueta). Limpie las cañas de silicona de autosujección con alcohol de forma regular para evitar que se adhieran.

### Cómo guardarlas y transportarlas

Guarde las medias a temperatura ambiente y protéjalas de la humedad y la luz directa del sol. La fecha de caducidad de la media de compresión aparece en el dibujo en forma de reloj de arena que se encuentra en la etiqueta del envase. Recuerde que la vida útil de las medias de compresión es de 60 meses si se guardan correctamente. Nuestros productos están personalizados y, por tanto, deben usarse de inmediato, por lo que no se indica ninguna fecha de almacenamiento máxima en el envase.

### Cómo deshacerse de las medias

Las medias de compresión VENOSAN® pueden desecharse con los residuos domésticos. Si existen otras disposiciones legales nacionales distintas, estas deben aplicarse.

### Información general

En caso de que se dé un incidente grave, póngase en contacto con el fabricante y las autoridades sanitarias oportunas.

## INSTRUÇÕES DE USO

Obrigado por escolher as meias de compressão VENOSAN®. Esse produto foi fabricado de acordo com os conhecimentos mais recentes em medicina. As meias são um dispositivo médico e, portanto, é de essencial importância que estas instruções sejam lidas com muito cuidado.

### Descrição e características do produto

A compressão faz com que o diâmetro das veias da perna diminua, permitindo que as válvulas das veias se fechem novamente. Assim, a velocidade de refluxo do sangue para o coração é aumentada, e o sangue não se acumula nas pernas.

### Composição do material

Dados precisos sobre a composição do material das suas meias de compressão VENOSAN® estão disponíveis na etiqueta e na parte de trás da embalagem.

### Objetivo

Tratamento a longo prazo de doenças flebológicas e/ ou linfáticas nas pernas.

### Indicações

**Varicoses:** Varicoses primárias e secundárias, varicoses durante a gravidez, após escleroterapia, após cirurgia nas veias. **Tromboembolismo:** tromboflebite (superficial) bem como após tratamento de flebite, trombose venosa profunda, após trombose, síndrome pós-trombótica, profilaxia de trombose para pacientes ambulatórios. **Insuficiência venosa crônica:** IVC graus I a III de acordo com Widmer, C1S-C6 de acordo com o CEAP, prevenção de úlceras venosas, insuficiência das veias comunicantes, angiodisplasia. **Edemas:** linfedema, edema durante a gravidez, edema pós-traumático, edema pós-operatório, edema idiopático cíclico, lipedema grau II e acima, condições congestivas após imobilidade prolongada (síndrome de estase artrogênica, paralisia e paralisia parcial do membro).

**Outros:** após queimaduras, cicatrizes hipertróficas.

### Contraindicações

Alergia e/ou hipersensibilidade conhecidas a qualquer um dos componentes do produto. As meias de compressão médica VENOSAN® não devem ser usadas em caso de:

**Absolutas:** doença arterial periférica avançada, cardiopatias descompensadas, flebite séptica, flegmasia cerúlea dolens.

**Relativas:** dermatoses concomitantes, intolerância ao tecido da meia de compressão, distúrbios sensoriais do membro, neuropatia periférica avançada, osteoartrite primária.

Caso essas contraindicações não sejam observadas, quaisquer reclamações por responsabilidade serão inválidas.

### Riscos e efeitos secundários

O uso de meias com barras autoaderentes de silicone e prata pode levar a irritação da pele e/ ou podem ocorrer alergias em casos raros de pele sensível. As meias de compressão para uso médico podem causar necrose da pele e danos de pressão no sistema nervoso periférico, especialmente se forem mal utilizadas.

### Avisos e precauções

Consulte um profissional com formação médica antes de usar suas meias pela primeira vez. As meias não devem ser usadas em feridas abertas. É muito importante que as meias tenham o tamanho correto e se ajustem exatamente ao paciente. Nunca dobre a costura superior, isto duplicará a pressão, o que pode levar a uma constrição perigosa. Se a dor nas suas pernas aumentar durante o uso das meias, ou se não se sentir bem, consulte imediatamente o seu médico ou um especialista adequado. Por favor, certifique-se de que os pés estão estejam bem tratados e use calçado para que a malha fina das meias não seja danificada. Determinados cremes, pomadas e óleos podem destruir as suas meias ou deixar manchas desagradáveis. Por razões de higiene, este produto não é adequado para tratar mais do que um paciente. A etiqueta é uma parte importante das meias de compressão. Se remover este rótulo, o pedido de garantia ou troca será anulado. Se usar e cuidar das suas meias de acordo com as instruções, as mesmas terão uma vida útil de seis meses. Após esse período, a eficácia médica deixa de poder ser garantida e recomendamos a compra de meias novas.



## Instruções para colocação

### 1. Preparação

Lavar antes de usar! Unhas lascadas ou rachadas, pele áspera, anéis, pulseiras ou relógios de pulso com bordas salientes podem danificar o tecido de malha das suas meias VENOSAN® ao colocá-las ou ou retirá-las.

### 2. Colocação

O ajuste inicial do produto só deve ser realizado por especialistas.

Por favor, note que as meias de compressão devem ser cuidadosamente calçadas e não simplesmente puxadas para cima da perna. É melhor colocar as suas meias logo pela manhã, assim que se levantar. Os pés e pernas devem estar secos. O uso de talco pode ser feito, caso seja necessário.

1. Enrole a perna da meia de dentro para baixo até ao calcanhar, ou seja, com exceção do pé, o interior da meia deve estar voltado para fora.
2. Use os dois polegares para esticar o pé da meia aberta e puxe a meia sobre o pé.
3. Segure a borda superior da meia e puxe-a sobre o calcanhar.
4. Quando toda a perna da meia estiver acima do seu tornozelo, pegue o interior com os polegares e massaje o tecido pela perna com um movimento em ziguezague.

Tendo em conta que as suas meias VENOSAN® são feitas de material altamente elástico, é muito importante não puxar a parte superior da costura com demasiada força. A meia tem que ser manuseada para cima em uma série de movimentos opostos.

1. Ao tirar as meias, puxe a parte superior da perna para baixo até ao tornozelo.
2. Empurre os dois polegares entre o tecido malha e a sua perna e deslize a meia sobre o seu calcanhar.
3. Puxe a meia lentamente sobre o seu pé.

Use as suas meias de compressão todos os dias. O sucesso terapêutico só pode ser garantido com o uso regular das meias. Por favor, consulte o seu médico ou farmacêutico imediatamente se ocorrerem dores ou irritações severas da pele durante o uso das meias de compressão.

### 3. Recomendação (instruções de cuidado)

As meias de compressão VENOSAN® podem ser lavadas na máquina no máx. a 40°C em programa de tecidos delicados. Não utilize quaisquer amaciadores de tecidos, branqueadores ou removedores de manchas (como terbentina, benzina etc.). Para maximizar a vida útil do produto, não use máquina de secar ou aquecedor (veja a etiqueta). Limpe as bandas de silicone das faixas autoaderentes com álcool regularmente para melhorar a aderência.

### Condições de armazenamento e transporte

Guarde as meias à temperatura ambiente e proteja-as da humidade e da luz solar direta. A data de validade das suas meias de compressão pode ser consultada na forma de uma ampulheta no rótulo da embalagem. A vida útil das meias de compressão é de 60 meses, quando armazenadas corretamente. Os nossos produtos feitos por medida são destinados a serem usados imediatamente, portanto nenhuma data máxima de armazenamento é indicada na embalagem.

### Descarte

As meias de compressão VENOSAN® podem ser descartadas no lixo doméstico. Caso hajam disposições estatutárias nacionais divergentes, estas devem ser aplicadas.

### Informações gerais

Em caso de acidentes grave, entre em contato com o fabricante e as autoridades de saúde responsáveis.

إذا أزلت هذا الملصق، تبطل المطالبة بالضمان أو الاستبدال. وإذا استخدمت جواربك واعتنى بها وفقاً للتوجيهات، فسيتمتد عمرها الافتراضي لستة أشهر. وبعد انقضاء هذه المدة لم يعد من الممكن ضمان الفعالية الطبية؛ لذا نوصيك حينئذ بشراء جوارب جديدة.

## إرشادات الاستعمال

### ١. التحضير

اغسل الجوارب قبل الاستخدام! يمكن أن تؤدي أظافر الأصابع الحادة أو المشقوقة، والبشرة الخشنة، والخواتم ذات الحواف المدببة، والأساور، وساعات المعصمين إلى إتلاف النسيج المحاكم الشفاف لجواربك من فينيسان، عندما ترتديها أو تخليها. لذلك ينصح بارتداء قفازات فينيسان المنشطة.

### ٢. الاستعمال

يجب أن يقوم متخصصون مدربون طبياً بالتركيب الأولى للمنتج. يرجى الانتباه إلى أن الجوارب الضاغطة يجب أن تُرتدى بحرص ولا تسحب لتعطية الساق وحسب. ومن الأفضل أن ترتدي جواربك أول شيء في الصباح الباكر، مجرد استيقاظك. ويجب أن تكون قدماك وساقامك جافتين. يمكن أن تكون بودرة التلك مفيدة عند الضرورة.

١. اقلب ساق الجورب رأساً على عقب لأسفل حتى مستوى الكعب، باستثناء المستخدم للقدم، يجب أن يكون الجزء الداخلي من الجورب متوجهاً نحو الخارج.

٢. استخدم كلا الإبهامين ملד القدم من فتحة الجورب، ثم اسحب جوربك فوق قدمك.

٣. امسك الحافة العلوية من الجورب واسحبها فوق كعبك.

٤. وما إن يكون ساق الجورب أعلى كاحליך، أدخل إبهاميك إلى الداخل وذلك النسيج أعلى ساقك بحركة متعرجة. ونظراً لأن جواربك من فينيسان مصنوعة من مادة عالية المرونة، فمن المهم للغاية لا تسحب الحافة العلوية بأشد ما يمكنك. ويجب تدليك الجورب نحو الأعلى في سلسلة من الحركات من الجانب إلى الجانب.

١. عند خلع الجوارب، اسحب الحافة العلوية من ساق الجورب نحو الأسفل حتى تصل لمستوى كاحליך.

٢. ادفع كلا إبهاميك بين النسيج المحاكم وساقامك واجعله مسترخيًا فوق كاحליך.

٣. اسحب الجورب ببطء من فوق قدمك. وارتدي جواربك الضاغطة كل يوم. لا يمكن ضمان النجاح العلاجي إلا بارتداء الجوارب بانتظام. يُرجى استشارة طيبك أو الصيدلي على الفور في حالة حدوث ألم أو تهيج شديد في الجلد أثناء ارتداء الجوارب الضاغطة.

### ٣. توصيات العناية (إرشادات العناية)

يمكنك غسل جوارب فينيسان الضاغطة الخاصة بك في الغسالة بعد أقصى ٤٠ درجة مئوية على برنامج حساس. لا تستخدم منعمات للأنسجة، أو ملمعات بصيرية، أو مزيلات للبقع (مثل التبيتين أو البنزين وما شابه). وإلطاله العمر الافتراضي للمنتج، لا تستخدم مجفف الملابس أو المدفأة للتجميف (انظر الملصق).

نظف أشرطة السيليكون على الحواف العلوية ذاتية الدعم باستخدام الكحول بانتظام؛ لتحسين قدرتها على الالتصاق.

### ظروف التخزين والنقل

يمكنك تخزين الجوارب في درجة حرارة الغرفة، بعيدة عن الرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس. يمكنك العثور على تاريخ انتهاء صلاحية جواربك الضاغطة في شكل ساعة رقمية على ملصق التغليف. يرجى الانتباه إلى أن العمر الافتراضي لجوارب الضاغطة هو 36 شهراً، عند تخزينها على نحو سليم. صُممت منتجاتنا المصنوعة خصيصاً لاستخدامها على الفور، لذلك لا يُشار إلى تاريخ التخزين الأقصى على العبوة.

### التخلص من المنتج

يمكن التخلص من جوارب فينيسان الضاغطة في النفايات المنزلية. وتُطبق الأحكام واللوائح القانونية الوطنية، إن وجدت.

### معلومات عامة:

في حالة وقوع حادث شديد، تواصل مع الشركة المصنعة والسلطات الصحية المسؤولة.

شكراً لاختياركم جوارب فينوسان (VENOSAN) الضاغطة. صُنعت هذه الجوارب وفقاً لأحدث ما وصلت إليه المعرفة الطبية. تُعد الجوارب جهاز طبي، ولذلك يتحتم بالضرورة قراءة هذه التعليمات بحرص شديد.

## وصف المنتج ومميزاته

يسبب الضغط تقلص قطر أوردة الساقين، ويُمْكِن صمامات الأوردة من الإغلاق مرةً أخرى. فینجم عنہ زيادة سرعة تدفق الدم عائداً إلى القلب؛ فلا يعود الدم إلى الاستقرار في الساقين.

## تركيب مواد الجهاز

يمكنك العثور على تفاصيل دقيقة حول تركيب مواد جوارب فينوسان الضاغطة الخاصة بك من على الملصق النسيجي المخليط وعلى ظهر العبوة.

## الغرض من الاستخدام

العلاج طويل المدى لأمراض الساقين الوريدية أو الليمفافية أو كلاهما.

## دواعي الاستخدام

الداولي: تستخدم الجوارب في حالة الدوالي الأولية والثانوية، والدوالي أثناء الحمل، وبعد المعالجة بالتصليب، وبعد إجراء جراحة الأوردة „الانصمام الخثاري“: تستخدم الجوارب في حالة التهاب الوريد الخثاري (السطحوي) وكذلك بعد علاج التهاب وريدي، وفي حالة الخثار الوريدي العميق، وبعد الخثار (تجلط الدم)، ومتلازمة ما بعد الخثار، وللوقاية من الخثار ملرضي الإسعافات الأولية القصور الوريدي المزمن (CVI): تستخدم الجوارب للدرجات من I إلى III حسب ويدمار، وC6-C1S5 حسب نظام التصنيف الشامل للأضطرابات الوريدية المزمنة (CEAP)، وللوقاية من القرح الوريدية، وقصور الأوردة المولصلة، وخلل التنسج الوعائي „الوذمات“: تستخدم الجوارب للوذمة اللمفية، وذمة أثناء الحمل، وذمة ما بعد الصدمة، وذمة ما بعد الجراحة، وذمة حلقة مجهولة السبب، وذمة شحمية من الدرجة الثانية وما فوقها، وحالات الاحتقان الناتجة عن عدم الحركة لفترة طويلة (متلازمة ركود المفاصل، والشلل، والتشنج الجنيني للأطراف). استخدامات أخرى: تستخدم الجوارب بعد الحر quo، وفي حالة التندب المتضخم

## موانع الاستخدام

يُمنع الاستخدام في حالات الحساسية المعروفة أو فرط الحساسية تجاه أيٍ من مكونات المنتج، أو كلاهما. يُحظر ارتداء جوارب فينوسان الضاغطة لأي شخص يعاني مما يلي:

مطلقاً: مرض انسداد الشرايين الطرفية المتقدم، وأمراض القلب الالتعويضية، والالتهاب الوريدي القيحي، والالتهاب الوريدي المزمن المؤلم، نسبياً: الأمراض الجلدية المصابة، وعدم تحمل نسيج الجوارب الضاغطة، واضطرابات الأطراف الحسية، والاعتلال العصبي الطرفي المتقدم، والتهاب المفاصل المزمن الأولي.

سيؤدي عدم الالتزام بهذه الموانع إلى إبطال مطالبات تحمل المسؤولية.

## المخاطر والآثار الجانبية

قد يؤدي استخدام جوارب ذات قمم سيليكون ذاتية الدعم وفضية إلى تهيج الجلد أو الإصابة بأنواع من الحساسية التي قد تحدث في حالات نادرة من الجلد الحساس، أو الإصابة بكلاهما. يمكن للجوارب الطبية الضاغطة أن تسبب نخرًا في الجلد، ويسبب الضغط تلف الجهاز العصبي الطرفي، خاصةً إذا أُسيء استخدامها.

## التحذيرات والاحتياطات

تأكد من استشارة أفراد الطاقم الطبي المدربين قبل ارتداء جواربك للمرة الأولى. لا يجب ارتداء الجوارب على جروح مفتوحة. ومن المهم للغاية أن تكون الجوارب بالمقاس الصحيح وتناسبك تماماً. لا تثنى حافة الجوارب العلوية أبداً. لأن ذلك من شأنه مضاعفة الضغط الذي قد يؤدي إلى تضيق خطير. إذا زادَ الألمُ في ساقيك عندما ترتدي جواربك، أو إذا شعرت أنك لست على ما يُرام، يجب عليك استشارة طبيبك أو اختصاصي مناسب في الحال. يرجى التأكد من انتباحك لنظافة قدميك، وارتداء حذاء مريح، حتى لا تتضرر حيادة الجوارب الدقيقة. يمكن لبعض مستحضرات الكريم والملاشر والزيوت أن تتلف جواربك أو تترك عليها بقعًا قبيحة المنظر. ولأسباب صحية، هذا المنتج غير مناسب لعلاج أكثر من مريض واحد. مثل الملصق النسيجي جزءاً مهمًا من الجوارب الضاغطة.

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че избрахте компресионните чорапи VENOSAN®. Те са произведени в съответствие с най-новите достижения в медицината. Чорапите са медицинско изделие и поради това е изключително важно да прочетете настоящата инструкция много внимателно.

## Описание и характеристики на продукта

Компресията води до намаляване на диаметъра на вените на краката и позволява на венозните клапани отново да могат да се затварят. Скоростта на обратния поток на кръвта към сърцето се увеличава и по този начин кръвта вече не се задържа в краката.

## Състав на материала

Подробна информация за състава на материала на компресионните чорапи VENOSAN® можете да намерите върху защитния текстилен етикет и на гърба на опаковката.

## Предназначение

Дългосрочно лечение на флебологични и/или лимфни заболявания на краката.

## Показания

**Варикоза:** Първична и вторична варикоза, варици по време на бременност, след склеротерапия, след венозна хирургия **Тромбоемболия:** Тромбофлебит (повърхностен), както и след лечение на флебит, дълбока венозна тромбоза, след тромбоза, посттромботичен синдром, профилактика на тромбоза при амбулаторни пациенти **Хронична венозна недостатъчност:** CVI на стадии I до III по Видмер, C1S-C6 по CEAP, предотвратяване на венозни язви, недостатъчност на съобщаващите вени, аngiodисплазия **Едема:** Лимфедем, отоци по време на бременност, посттравматичен оток, постоперативен оток, идиопатичен цикличен оток, II-ра степен на липоедем и по-висока, конгестивни състояния след продължителна неподвижност (застоен ставен синдром, парализа и частична парализа на крайника). **Други:** След изгаряния, хипертрофични белези

## Противопоказания

Известна алергия и/или свръхчувствителност към някой от компонентите на продукта.

Медицинските компресионни чорапи VENOSAN® не трябва да се носят от хора, страдащи от:

**Абсолютни противопоказания:** Напреднала периферна артериална оклузионна болест, декомпенсирани сърдечни заболявания, септичен флебит, phlegmasia coerulea dolens (синя флегмазия)

**Относителни противопоказания:** Съпътстващи дерматози, непоносимост към компресиращата тъкан на чорапите, сензорни нарушения на крайника, напреднала периферна невропатия, първичен хроничен артрит. Неспазването на тези противопоказания ще доведе до отпадане на всякакви претенции за отговорност.

## Рискове и странични ефекти

Използването на чорапи със задържаща силиконова лента и сребро може да доведе до дразнене на кожата и/или в редки случаи до алергии при наличие на чувствителна кожа. Медицинските компресионни чорапи могат да причинят некроза на кожата и поражения от натиск върху периферната нервна система, особено ако се използват неправилно.

## Предупреждения и предпазни мерки

Консултирайте се с обучени медицински специалисти, преди да носите чорапите за първи път. Чорапите не трябва да се носят при наличието на отворени рани. Много е важно чорапите да са с правилния размер и да са точно по мярка. Никога не подгъвайте горния ръб. Това ще удвои натиска, което може да доведе до опасно свиване. Ако по време на носене на чорапите болката в краката се увеличи или ако се чувствате зле, трябва незабавно да се консултирате с Вашия лекар или с подходящ специалист. Обърнете внимание, че краката трябва да са добре поддържани, както и да се носят хубави обувки, за да се избегне повреждане на фината плетка на чорапите. Някои кремове, мехлеми и масла могат да унищожат чорапите или да оставят неприятни петна. От хигиенни съображения този продукт не е предвиден за лечение на повече от един пациент. Текстилният етикет е важен компонент на компресионните чорапи.



## Указания за приложение

### 1. Подготовка

Изперете преди употреба! Остри или счупени нокти, груба кожа, остри пръстени, гривни или ръчни часовници могат да повредят финия текстил на чорапите VENOSAN® при обуване или събуване.

### 2. Приложение

Първоначалното поставяне на продукта може да се извършва само от обучени медицински специалисти. Обърнете внимание, че компресионните чорапи се обуват внимателно, а не се издърпват просто нагоре по крака. Най-добре е да обуете чорапите още на сутринта, веднага щом станете. Стъпалата и краката трябва да са сухи. В такива случаи може да помогне талкът.

1. Обърнете дългата част на чорапа обратно до петата, т.е. с изключение на стъпалото, вътрешната част на чорапа да гледа навън.
2. С двата палеца разтворете стъпалото на чорапа и нахлузвете чорапа върху стъпалото.
3. Хванете горния ръб на чорапа и го издърпайте над петата.
4. След като дългата част на чорапа се издърпа над глезена, вкарайте двата си палеца отдолу и започнете леко да издърпвате по крака със зигзагообразно движение.

Чорапите VENOSAN® са изработени от силно еластичен материал и поради това е много важно горният ръб да не се дърпа с пълна сила. Чорапите трябва да се издърпват нагоре със серия от странични движения.

1. Когато сваляте чорапите, издърпвайте горния ръб надолу по крака до глезена.
2. Вкарайте двата палеца между текстила и крака и свалете от петата.
3. Бавно издърпайте чорапа от стъпалото.

Носете компресионните чорапи всеки ден. Терапевтичният успех може да бъде гарантиран само при редовно носене на чорапите. Ако по време на носене на компресионните чорапи се появят болки или тежки кожни раздразнения, незабавно се консултирайте с Вашия лекар или аптекар.

### 3. Съвети за грижи (инструкции за грижи)

Комpresионните чорапи VENOSAN® могат да се перат всеки ден в пералнята на макс. 40°C с програма за деликатно пране. Не използвайте омекотители, оптични избелители или препарати за отстраняване на петна (като терпентин, бензин и др.). За да удължите максимално живота на продукта, не се препоръчва използването на сушилня/нагревател за сушене (виж етикета). Редовно почиствайте вътрешната страна на силиконовите ленти със спирт, за да подобрите сцеплението.

### Условия за съхранение и транспорт

Съхранявайте чорапите на стайна температура, защитени от влага и пряка слънчева светлина. Срокът на годност на чорапите е отбелязан със символ на пясъчен часовник върху етикета на опаковката. Срокът на годност при правилно съхранение е 60 месеца. Нашите продукти по поръчка са предназначени за незабавна употреба, така че на опаковката не е посочен максимален срок на съхранение.

### Изхвърляне

Комpresионните чорапи VENOSAN® могат да се изхвърлят с битовите отпадъци. Ако съществуват други национални законови разпоредби, те трябва да се прилагат.

### Обща информация

В случай на сериозен инцидент се свържете с производителя и компетентните здравни органи.

Děkujeme Vám, že jste si vybral/a kompresní punčochy VENOSAN®. Jsou vyrobeny v souladu s nejnovějšími zdravotními poznatky. Tyto punčochy jsou zdravotní pomůckou, je tedy nezbytně nutné, abyste si tyto pokyny přečetli velice pozorně.

### **Popis a vlastnosti výrobku**

Komprese způsobuje zmenšení průměru žil v nohou a umožnuje žilním chlopním znovu se uzavřít. Rychlosť zpětného proudění krve do srdce se tedy zvyšuje a krev už neklesá do nohou.

### **Složení materiálu**

Přesné detaily složení materiálu kompresních punčoch VENOSAN® najdete na všité textilní cedulce a na zadní straně obalu.

### **Použití**

Dlouhodobá léčba flebologických a nebo lymfatických onemocnění dolních končetin.

### **Indikace**

**Křečové žily:** Primární a sekundární křečové žily, křečové žily v těhotenství, po skleroterapii, po žilní

operaci **Tromboembolie:** (Povrchová tromboflebitida, a rovněž po léčbě zánětu žil, hluboké žilní trombózy, po trombóze, posttrombotickém syndromu, profylaxe trombózy pro chodící pacienty

**Chronická žilní nedostatečnost:** Stupně I až III CZN podle Widmerovy klasifikace, C1S-C6 podle CEAP, prevence běrcových vředů, nedostatečnost perforujících žil, cévní dysplazie **Edémy:** Lymfedém, edém během těhotenství, posttraumatický edém, postoperační edém, idiopatický cyklický edém, II. a vyšší stupeň lipedemu, dispozice k městnání v následku dlouhodobé nehybnosti (artrogenní městnávý syndrom, paralýza a částečná paralýza končetin). **Další:** Po popáleninách, při hypertrofních jizvách

### **Kontraindikace**

Známé alergie a nebo zvýšená citlivost na některou ze složek výrobku. Zdravotní kompresní punčochy VENOSAN® nesmí nosit nikdo, kdo trpí následujícími chorobami:

**Absolutně:** Pokročilé periferní arteriální okluzivní onemocnění, nemoci spjaté se srdeční dekompenzací, septický zánět žil, phlegmasia coerulea dolens

**Relativně:** Průvodní kožní onemocnění, nesnášenlivost látky kompresních punčoch, smyslové poruchy končetiny, pokročilá periferní neuropatie, primární chronická artritida.

Nedodržení těchto kontraindikací má za následek neplatnost všech nároků uplatněných na základě odpovědnosti.

### **Rizika a vedlejší účinky**

Používání punčoch se silikonovými samodržícími okraji a stříbrem může způsobit podráždění kůže, případně se může ve vzácných případech citlivé kůžě vyskytnout alergická reakce. Zdravotní kompresní punčochy mohou způsobit nekrózu kožní tkáně a tlakové poškození periferního nervového systému, hlavně při nesprávném použití.

### **Varování a preventivní opatření**

Před prvním použitím punčoch se poradte s vyškoleným lékařským personálem. Punčochy se nemají nosit na otevřených ranách. Je velice důležité, aby punčochy odpovídaly správné velikosti a přesně Vám seděly. Nikdy neohrnrujte horní šev. Tím by se zdvojnásobil tlak, což by mohlo vést k nebezpečnému stažení. Pokud se během nošení punčoch bolest v končetinách zhorší nebo necítíte-li se dobře, je nutné se okamžitě poradit s lékařem nebo příslušným odborníkem. Věnujte, prosím, pozornost dobré péči o nohy, i výběru vhodné obuví, abyste nepoškodili jemný úplet punčoch. Některé krémy, masti a oleje mohou Vaše punčochy poničit nebo na nich zanechat nevhledné skvrny. Z hygienických důvodů se tento výrobek nedoporučuje pro léčbu víc než jednoho pacienta. Textilní cedulka je důležitou součástí kompresních punčoch. Pokud tuto cedulku odstraníte, zbabujete se možnosti uplatnění záruky či výměny. Budete-li punčochy používat a pečovat o ně v souladu s pokyny, bude jejich použitelná životnost šest měsíců. Po uplynutí této doby již nemůže být zaručen jejich léčebný účinek a doporučujeme vám nákup nových.

## Pokyny k oblekání

### 1. Příprava

Před použitím vyperte! Ostré či popraskané nehty, zhrublá kůže, prsteny, náramky či hodinky s ostrými hranami mohou při oblekání nebo svlékání poškodit tenký úpletový materiál Vašich punčoch VENOSAN®.

### 2. Oblekání

První oblekání výrobku může provést jedině odborník se zdravotnickým vzděláním.

Upozorňujeme, že kompresní punčochy je třeba oblekat opatrně, a ne je jednoduše natáhnout na nohu.

Nejhodnější je obleknout si punčochy hned po probuzení, jakmile vstanete z postele. Nohy a celé dolní končetiny musí být suché. V případě nutnosti může pomoci mastkový pudr.

1. Obráťte punčochu naruby až po úroveň paty, tzn., že kromě části pro nohu musí být celá punčocha naruby.
2. Pomocí obou palců roztahněte dolní část punčochy a natáhněte ji po nárt.
3. Uchopte horní okraj punčochy a přetáhněte jej přes patu.
4. Jakmile budete mít punčochu nasazenou na noze až nad kotník, vsuňte dovnitř oba palce a masážními pohyby do stran punčochu zvedejte podél dolní končetiny.

Vaše punčochy VENOSAN® jsou vyrobené z vysoce elastickeho materiálu, a proto je velice důležité, abyste je netahali nahoru za horní okraj silou. Punčochu je třeba natahovat nahoru postupně pomocí masážních pohybů do stran.

1. Při svlékání punčoch stáhněte horní okraj dolů až ke kotníku.
2. Vsuňte oba palce mezi úplet a nohu a volně přetáhněte přes patu.
3. Pomalu stáhněte punčochu z nohy.

Kompresní punčochy noste každý den. Úspěch léčby je zaručený pouze při pravidelném nošení punčoch. Objeví-li se při nošení kompresních punčoch bolesti či výrazné podráždění pokožky, neprodleně se poradte s lékařem či lékárníkem.

### 3. Doporučení (pokyny) k péči

Kompresní punčochy VENOSAN® můžete práti v pračce na max. 40°C a program na jemné prádlo.

Nepoužívejte aviváz, rozjasňovače barev nebo prostředky na odstraňování skvrn (jako terpentýn, benzín atd.) K zachování maximální životnosti výrobku nesušte v sušičce ani na radiátoru (viz cedulka).

Silikonové pásky na samodržících okrajích pravidelně čistěte alkoholem, abyste zachovali jejich přilnavost.

### Podmínky skladování a přepravy

Punčochy skladujte při pokojové teplotě a chráňte před vlhkostí a přímým slunečním zářením. Na obalu naleznete maximální datum spotřeby kompresních punčoch ve tvaru přesýpacích hodin. Upozorňujeme, že životnost kompresních punčoch při správném skladování je 60 měsíců. Naše výrobky vyráběné na míru jsou určené k okamžitému použití, proto se na obalu nenachází datum maximální doby skladování.

### Likvidace

Kompresní punčochy VENOSAN® lze vyhodit do domácího odpadu. V případě, že existují jiné vnitrostátní právní předpisy, je třeba se jimi řídit.

### Obecné informace

V případě vážného incidentu kontaktujte výrobce a zodpovědné zdravotnické orgány.

Tak fordi du har valgt VENOSAN® kompressionsstrømper. Strømperne er produceret i henhold til nyeste lægevidenskabelige forskning. Strømperne er klassificeret som medicinsk udstyr, og det er derfor bydende nødvendigt, at du læser disse instruktioner nøje igennem inden brug.

### **Produktbeskrivelse og -egenskaber**

Kompression mindsker ben-venernes diameter og gør det muligt for veneklapperne at lukke sig igen. Kompressionsstrømperne fremmer blodets tilbagestrømning til hjertet og øger hastigheden. Blodet samler sig ikke længere i benene.

### **Materialeudsætning**

Du kan finde præcise oplysninger om din VENOSAN® kompressionsstrømpes materialeudsætning på vaskemærket og bag på emballagen.

### **Formålsbestemt anvendelse**

Langtidsbehandling af vene- og/eller lymfesygdomme i benene.

### **Indikationer**

**Åreknuder:** Primære og sekundære åreknuder, graviditetsåreknuder, efter skleroterapi, efter venekirurgi

**Tromboemboli:** Tromboflebit (overfladisk) samt efter behandling for årebetændelse, dyb venetrombose, efter trombose, posttrombotisk syndrom, tromboseprofilakse for ambulante patienter

**Kronisk venøs insufficiens:** CVI-kasse I til III i henhold til Widmer, C1S-C6 i henhold til CEAP,

forebyggelse af venøse bensår, manglende borttransport af lymfevæske, angiodyplasi

**Ødemer:** Lymfeødemer, ødemer under graviditet, posttraumatiske ødemer, postoperative ødemer, idiopatiske cykliske ødemer, kasse II

lipødemer og derover, ophobningstilstande som følge af langvarig immobilitet (artrogent ophobningssyndrom, lammelse og delvis lammelse af ekstremiteterne). **Andet:** Efter brandsår, hypertrofiske ar

### **Kontraindikationer**

Kendte allergier og/eller hypersensitivitet over for en eller flere af produktkomponenterne. VENOSAN® medicinske kompressionsstrømper må ikke bruges af personer, som lider af følgende:

**Absolut:** Fremskreden perifer arteriel okklusiv sygdom, dekompenseret hjerteinsufficiens, septisk flebitis, phlegmasia coerulea dolens

**Relativ:** Ledsagende dermatose, intolerans over for kompressionsstrømpens materiale, sensibilitetsforstyrrelser i ekstremiteterne, fremskreden perifer neuropati, primær kronisk artritis. Ved manglende hensyntagen til ovennævnte kontraindikationer bortfalder ethvert garantiansvar.

### **Ricisi og bivirkninger**

Brug af strømper med selvsiddende silikonekanter og sølv kan i sjældne tilfælde medføre hudirritation og/eller allergier i tilfælde af særligt følsom hud. Medicinske kompressionsstrømper kan forårsage hudnekrose og trykskader på det perifære nervesystem, især hvis de bruges forkert.

### **Advarsler og forholdsregler**

Sørg for at lade dig rådgive og vejlede af sundhedsfagligt uddannet personale, inden du bruger dine strømper første gang. Strømperne må ikke bruges oven på åbne sår. Det er meget vigtigt, at strømperne har den rigtige størrelse og passer dig præcis. Den øverste som må aldrig bukkes om. Dette vil fordobле trykket, hvilket kan medføre en farlig forsnævring. Hvis smerterne i dine ben øges, når du bruger dine strømper, eller du føler dig utilpas, skal du omgående søge hjælp hos din læge eller en fagrelevant specialist. Sørg for at beskytte dine strømper ved at klippe dine tånegle og bruge fodtøj af høj kvalitet. Visse cremer, salver og olier kan ødelægge dine strømper eller efterlade grimme pletter.

Af hygiejnemæssige årsager eger dette produkt sig ikke til behandlingen af flere patienter samtidig. Vaskemærket er en vigtig del af kompressionsstrømperne. Hvis du fjerner mærket, bortfalder reklamationsretten og retten til ombytning. Hvis du bruger og plejer dine strømper i henhold til vejledningen, kan du have glæde af dem i seks måneder. Efter denne periode kan den medicinske effekt ikke længere garanteres, og vi anbefaler dig derfor at købe nye strømper.



## Sådan anvender du strømperne

### 1. Forberedelse

Skal vaskes inden brug! Skarpe eller flækkede fingernegle, ru hud, ringe med skarpe kanter, armbånd eller armbåndsure kan ødelægge strømpernes sarte strikmateriale, når du tager dine VENOSAN® af og på.

### 2. Sådan tager du strømperne på

Den indledende produkttilpasning skal altid udføres af sundhedsfaglige specialister.

Bemærk venligst, at kompressionsstrømperne skal påføres omhyggeligt og ikke bare trækkes op over benet. Det er bedst at tage strømperne på som det første om morgen. Dine ben og fødder skal være tørre. Du kan eventuelt tage talkumpudder til hjælp.

1. Vend vrangen ud på strømpebenet fra toppen og helt ned til hælen, dvs. undtagen selve strømpefoden. Strømpens inderside skal altså vende udad.
2. Brug begge tommelfingre til at holde strømpefoden åben, og træk så strømpen hen over fodden.
3. Tag fat i strømpens øverste kant, og træk den hen over hælen.
4. Når du har fået strømpebenet op over anklen, skal du stikke begge tommelfingre ind i strømpen og massere stoffet op ad benet i en zigzagbevægelse.

Dine VENOSAN® strømper er lavet af et meget elastisk materiale, og derfor må du endelig ikke bare trække den øverste som op, så hårdt du kan. Strømpen skal stille og roligt masseres op ad benet, idet du bevæger strømpen forsigtigt fra side til side.

1. Når du vil tage strømperne af, skal du trække den øverste som på strømpebenet helt ned til anklen.
2. Skub begge tommelfingre ind mellem strikstoffet og dit ben, og træk forsigtigt stoffet ned over din hæl.
3. Træk forsigtigt strømpen hen over din fod.

Brug dine kompressionsstrømper hver dag. Du kan kun opnå tilfredsstillende behandlingsresultater ved regelmæssig brug af strømperne. Henvend dig straks til din læge eller apoteker, hvis du oplever smerter eller alvorlig hudirritation, mens du bruger kompressionsstrømperne.

### 3. Anbefalet pleje (plejehenvisninger)

Du kan vaske dine VENOSAN® kompressionsstrømper i vaskemaskinen på maks. 40°C. Vask strømperne på skånevask eller finvask. Undlad at bruge skyllemiddel, blegemidler eller pletfjerner (som f.eks. terpentin, benzin osv.) Du opnår den længst mulige produktlevetid, hvis du hverken kommer strømperne i tørretumbleren eller tørrer dem på radiatoren (se vaskemærke). Rens regelmæssigt silikonebåndene på den selvstående kant med alkohol for at forbedre hæfteevnen.

### Opbevaring og transport

Opbevar strømperne ved stuetemperatur, og beskyt dem mod fugt og direkte sollys. Du kan se dine kompressionsstrømpers udløbsdato på emballagen i form af et timeglas. Benærk venligst, at produktlevetiden på ubrugte kompressionsstrømper er 60 måneder ved korrekt opbevaring. Vores brugertilpassede produkter er tiltænkt øjeblikkelig brug, og derfor er der ikke angivet nogen maksimum-opbevaringsdato på emballagen.

### Bortskaffelse

VENOSAN® kompressionsstrømper kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Hvis der gælder andre regler vedrørende affaldssortering i dit land, skal disse overholdes.

### Generelle informationer

I tilfælde af en alvorlig hændelse skal du kontakte producenten og den tilsynsførende sundhedsmyndighed.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τις κάλτσες συμπίεσης VENOSAN®. Είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες ιατρικές γνώσεις. Οι κάλτσες αποτελούν ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν, συνεπώς είναι απολύτως σημαντικό να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πολύ προσεκτικά.

### Περιγραφή και χαρακτηριστικά του προϊόντος

Η συμπίεση προκαλεί τη μείωση της διαμέτρου των φλεβών στα πόδια και δίνει τη δυνατότητα στις βαλβίδες των φλεβών να κλείσουν ξανά. Κατά συνέπεια, αυξάνεται η ταχύτητα επιστροφής του αίματος στην καρδιά και το αίμα δεν συγκεντρώνεται πλέον στα πόδια.

### Σύνθεση υλικού

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τη σύνθεση του υλικού των καλτσών συμπίεσης VENOSAN® στην υφασμάτινη ετικέτα που είναι ραμμένη επάνω στο προϊόν, και στο πίσω μέρος της συσκευασίας.

### Σκοπός για τον οποίο προορίζονται

Μακροχρόνια θεραπεία φλεβικών ή/και λεμφικών νόσων που επηρεάζουν τα πόδια.

### Ενδείξεις

**Κιρσοί:** Πρωτογενείς και δευτερογενείς κιρσοί, κιρσοί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μετά από σκληροθεραπεία, μετά από επέμβαση στις φλέβες **Θρομβοεμβολή:** Θρομβοφλεβίτιδα (επιπολής) καθώς και μετά από θεραπεία φλεβίτιδας, εν τω βάθει θρόμβωση, μετά από θρόμβωση, μεταθρομβωτικό σύνδρομο, προφύλαξη από θρόμβωση για περιπατητικούς ασθενείς **Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια:** Βαθμοί I έως III της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας κατά Widmer, C1S-C6 κατά CEAP, πρόληψη φλεβικών ελκών, ανεπάρκεια επικοινωνουσών φλεβών, αγγειοδυσπλασία **Οιδήματα:** Λεμφοίδημα, οιδημα κατά την εγκυμοσύνη, μετατραυματικό οιδημα, μετεγχειρητικό οιδημα, ιδιοπαθές κυκλικό οιδημα, λιποίδημα βαθμού II και άνω, συμφορητικές καταστάσεις μετά από παρατεταμένη ακινησία (σύνδρομο αρθρογενούς στάσης, παράλυση και μερική παράλυση του άκρου). **Άλλα:** Μετά από εγκαύματα, υπερτροφικές ουλές

### Αντενδείξεις

Γνωστή αλλεργία ή/και υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του προϊόντος. Οι ιατρικές κάλτσες συμπίεσης VENOSAN® δεν πρέπει να φοριούνται από άτομα που πάσχουν από τα ακόλουθα: **Καθόλου:**

Προχωρημένη περιφερική αρτηριακή αποφρακτική νόσο, μη αντιρροπούμενες καρδιακές νόσους, σηπτική φλεβίτιδα, οξεία θανατόφορος μορφή της εν τω βάθει φλεβικής θρομβώσεως με βαριά κυάνωση του άκρου (phlegmasia coerulea dolens)

**Κατά περίπτωση:** Συνοδές δερματοπάθειες, δυσανεξία στο ύφασμα των καλτσών συμπίεσης, αισθητηριακές διαταραχές του άκρου, προχωρημένη περιφερική νευροπάθεια, πρωτογενή χρόνια αρθρίτιδα. Η μη τήρηση αυτών των αντενδείξεων θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση κάθε αξιώσης ευθύνης.

### Κίνδυνοι και ανεπιθύμητες ενέργειες

Η χρήση καλτσών με αυτοσυγκρατούμενο λάστιχο σιλικόνης και άργυρο ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή/και μπορεί να προκύψουν αλλεργίες σε σπάνιες περιπτώσεις σε ευαίσθητα δέρματα. Οι ιατρικές κάλτσες συμπίεσης μπορούν να προκαλέσουν νέκρωση του δέρματος και βλάβες λόγω πίεσης στο περιφερικό νευρικό σύστημα, ειδικά σε περίπτωση κακής χρήσης.

### Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Φροντίστε να συμβουλευτείτε εκπαιδευμένους ιατρικούς επαγγελματίες προτού φορέσετε τις κάλτσες σας για πρώτη φορά. Οι κάλτσες δεν πρέπει να φορεθούν πάνω από ανοικτές πληγές. Είναι πολύ σημαντικό οι κάλτσες να έχουν το σωστό μέγεθος και να ταιριάζουν απόλυτα στο πόδι σας. Ποτέ μην τις διπλώνετε πάνω από την άνω ραφή. Η ενέργεια αυτή θα προκαλέσει διπλασιασμό της πίεσης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη συμπίεση. Εάν ο πόνος στα πόδια σας αιχάνεται όταν φοράτε τις κάλτσες ή έαν δεν αισθάνεστε καλά, πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως τον ιατρό σας ή έναν κατάλληλο ειδικό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να είναι τα πόδια σας περιποιημένα και να φοράτε καλά υποδήματα, έτσι ώστε να μην προκληθούν φθορές στη λεπτή πλέξη των καλτσών. Ορισμένες κρέμες, αλοιφές και έλαια μπορούν να καταστρέψουν τις κάλτσες σας ή να αφήσουν άσχημους λεκέδες. Για λόγους υγιεινής, το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για χρήση από πολλαπλούς ασθενείς. Η υφασμάτινη ετικέτα αποτελεί σημαντικό μέρος των καλτσών συμπίεσης. Εάν αφαιρέσετε αυτή την ετικέτα, ακυρώνεται η αξιώση βάσει εγγύησης ή η αξιώση αλλαγής. Εάν χρησιμοποιείτε και φροντίζετε τις κάλτσες σας σύμφωνα με τις οδηγίες, θα έχουν αφέλιμη διάρκεια ζωής έξι μηνών. Μετά από αυτό το διάστημα η ιατρική αποτελεσματικότητα παύει πλέον να είναι εννιούμενη και πας συνιστούμε να ανοιοάστε νέες κάλτσες.

## Οδηγίες εφαρμογής

### 1. Προετοιμασία

Πλύνετε το προϊόν πριν από τη χρήση! Τα κοφτερά ή σπασμένα νύχια των χεριών, το άγριο δέρμα ή τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια ή τα ρολόγια με αιχμηρά άκρα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο διαφανές πλεκτό ύφασμα των καλτσών VENOSAN® όταν τις φοράτε ή όταν τις βγάζετε.

### 2. Εφαρμογή

Η αρχική τοποθέτηση του προϊόντος πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικούς με ιατρική εκπαίδευση.

Σημειώστε ότι οι κάλτσες συμπίεσης πρέπει να φορεθούν προσεκτικά και όχι απλώς να τραβηγτούν προς τα πάνω στο πόδι. Είναι καλύτερο να φοράτε τις κάλτσες σας το πρώι, αμέσως μόλις σηκωθείτε. Τα πέλματα και τα πόδια σας πρέπει να είναι στεγνά. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταλκ.

1. Γυρίστε το πόδι της κάλτσας μέσα-έξω μέχρι κάτω στη φέρνα, δηλ. σε όλο το μήκος εκτός από το κομμάτι του πέλματος, έτσι ώστε το εσωτερικό της κάλτσας να είναι στραμμένο προς τα έξω.
2. Με τους αντίχειρές σας τεντώστε το πέλμα της κάλτσας για να ανοίξει και φορέστε το πέλμα της κάλτσας στο πέλμα σας.
3. Πιάστε το άνω άκρο της κάλτσας και τραβήξτε το πάνω από τη φτέρνα σας.
4. Μόλις ολόκληρο το πόδι της κάλτσας βρεθεί πάνω από τον αστράγαλό σας, πιάστε το εσωτερικό της κάλτσας με τους αντίχειρές σας και με κινήσεις μαλάξεων και ζιγκ-ζαγκ ανεβάστε το ύφασμα προς τα πάνω στο πόδι σας.

Δεδομένου ότι οι κάλτσες VENOSAN® κατασκευάζονται από εξαιρετικά ελαστικό υλικό, είναι πολύ σημαντικό να μην τραβήξετε προς τα επάνω την άνω ραφή με δύναμη. Η κάλτσα πρέπει να ανέβει προς τα επάνω με μαλάξεις, με διαδοχικές κινήσεις από τη μια πλευρά έως την άλλη.

1. Όταν βγάζετε τις κάλτσες, τραβήξτε την άνω ραφή του ποδιού της κάλτσας προς τα κάτω, μέχρι τον αστράγαλό σας.
2. Βάλτε τους αντίχειρές σας μεταξύ του πλεκτού υφάσματος και του ποδιού σας και με απαλές κινήσεις βγάλτε το από τη φτέρνα σας.
3. Βγάλτε αργά την κάλτσα από το πέλμα σας.

Να φοράτε τις κάλτσες συμπίεσης κάθε μέρα. Η θεραπευτική επιτυχία τους μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν οι κάλτσες φοριούνται τακτικά. Συμβουλεύετείτε τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σας αμέσως, εάν εμφανίσετε πόνο ή σοβαρό ερεθισμό του δέρματος ενώ φοράτε τις κάλτσες συμπίεσης.

### 3. Συστάσεις φροντίδας (οδηγίες φροντίδας)

Μπορείτε να πλύνετε τις κάλτσες συμπίεσης VENOSAN® στο πλυντήριο ρούχων, σε μέγιστη θερμοκρασία 40°C, στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα. Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικά ρούχων, λευκαντικά ή αφαιρετικά λεκέδων (όπως νέφτι, βενζίνη κ.λπ.). Για να μεγιστοποιήσετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του προϊόντος μην βάζετε τις κάλτσες στο στεγνωτήριο ή επάνω σε καλοριφέρ για να στεγνώσουν (βλ. ετικέτα). Θαρίζετε τακτικά με οινόπνευμα τις ταινίες σιλικόνης του κάθε αυτοσυγκρατούμενου λάστιχου, για να βελτιωθεί η πρόσφυσή τους.

### Συνθήκες φύλαξης και μεταφοράς

Φυλάσσετε τις κάλτσες σε θερμοκρασία δωματίου και προστατεύστε τις από την υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως. Η ημερομηνία λήξης των καλτσών συμπίεσης υποδεικνύεται με τη μορφή κλεψύδρας επάνω στην ετικέτα της συσκευασίας. Σημειώστε πως η διάρκεια ζωής στο ράφι των καλτσών συμπίεσης είναι 60 μήνες, εφόσον φυλάσσονται σωστά. Τα προσαρμοσμένα προϊόντα μας προορίζονται για χρήση άμεσα, συνεπώς στη συσκευασία δεν υποδεικνύεται μέγιστη ημερομηνία φύλαξης.

### Απόρριψη

Οι κάλτσες συμπίεσης VENOSAN® μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν υπάρχουν εθνικοί κανονισμοί απόρριψης που υποδεικνύουν άλλη διαδικασία, αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται.

### Γενικές πληροφορίες

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή και τις υπεύθυνες υγειονομικές αρχές.

Täname teid, et valisite VENOSAN® tugsukad. Sukad on toodetud kooskõlas uusimate meditsiinideadmistega. Sukad on meditsiiniseade ning seetõttu tuleb need juhisid kindlasti tähelepanelikult läbi lugeda.

### Toote kirjeldus ja omadused

Surve vähendab jalaveenide läbimõõtu ning võimaldab veeniklappidel taas sulguda. Seega suureneb kiirus, millega veri südamesse tagasi voolab, ning veri ei valgu enam jalgadesse.

### Materjali koostis

VENOSAN® tugsukkade materjali täpse koostise leiate sisseömmeldud tekstiiletiketilt ja pakendi tagaküljelt.

### Otstarve

Jalgade fleboloogiliste ja/või lümfaatiliste haiguste pikaajaline ravi.

### Näidustused

**Varikoos:** primaarne ja sekundaarne varikoos, rasedusaegne varikoos, skleroteraapia ja veenioperatsiooni järel. **Trombemboolia:** tromboflebit (pindmine) ja flebiidiravi järel, süvaveenitromboos, posttrombootiline sündroom, tromboosi profülatika ambulatoorsetel patsientidel. **Krooniline veenipuudulikkus:** KVP (CVI) astmed I kuni III Widmeri järgi, C1S–C6 CEAP järgi, veenihaavandite ennetamine, ühendusveenide puudulikkus, angiodüsplaasia. **Tursed:** lümfitersed, rasedusaegsed tursed, traumajärgsed tursed, operatsioonijärgsed tursed, idiopaatilised tsüklilised tursed, II ja kõrgema astme lipoödeem, pikaajalise liikumatuse järgsed kongestioonid (artrogeense staasi sündroom, jäsemete paralüüs ja osaline paralüüs). **Muud:** põletuste järel, armkoe vohamine.

### Vastunäidustused

Teadaolevad allergiad ja/või ülitundlikkus toote üksköik millise koostisosaga suhtes. VENOSAN® meditsiinilisi tugsukki ei tohi kanda, kui esineb mõni järgmistes seisundites.

**Absoluutsed:** kaugelearenenud perifeerne arteriaalne okluseeriv haigus, kompenseerimata südamepuudulikkus, septiline flebiit, phlegmasia coerulea dolens („sinine flebiit“).

**Suhtelised:** kaasuvad dermatosid, tugsuka materjali talumatus, jäsemete sensoorsed häired, kaugelearenenud perifeerne neropaatia, primaarne krooniline artriit. Vastunäidustute eiramise korral tootja vastutust ei võta.

### Riskid ja kõrvaltoimed

Silikoonist ise kinnituvu ülaosa ja hõbedaga sukad võivad harvadel juhtudel põhjustada tundlikul nahal ärritust ja/või allergiaid. Meditsiinilised tugsukad võivad põhjustada naha nekroosi ja perifeerse närvisüsteemi survekahjustusi, eriti väärkasutamise korral.

### Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne sukkade esimest korda kasutamist pidage nõu erialase väljaõppega meditsiinitöötajaga. Sukki ei tohi kanda lahtistel haavadel. Väga oluline on kanda õige suurusega ja hästi istuvaid sukki. Ärge pöörake ülemist serva kunagi alla. See kahekordistab surve ja võib põhjustada ohtlikku sooni mist.

Kui tugsukkade kandmise ajal suureneb jalgades valu või kui te ei tunne ennast hästi, peate pöörduma kohe arsti või pädeva asjatundja poole. Jalad peavad olema hoolitsetud ja jalanõud korralikud, et sukkade peen kude ei saaks kahjustada. Teatud kreemid, salvid ja õlid võivad sukki kahjustada või tekitada inetuid plekke. Hügieenikaalutlustel tohib toodet kasutada ainult üks patsient. Tekstiilist etikett on tugsukkade oluline komponent. Selle eemaldamisel kaotate õiguse garantile ja toote ümbervahetamisele.

Kui kasutate ja hooldate sukki juhistele kohaselt, on nende kasutusiga kuus kuud. Pärast seda ei ole nende toime enam tagatud ja soovitatav on ostaa uued sukad.



## Kasutusjuhised

### 1. Ettevalmistus

Enne kasutamist tuleb ennast pesta! Teravad või murdunud küüned, kare nahk, terava servaga sörmused, käevörud ja käekellad võivad VENOSAN® õrna kude sukkade jalgapanemise ja ärvõtmise ajal kahjustada.

### 2. Kasutamine

Toote tohib esimesel korral jalga panna ainult meditsiinilise väljaõppega spetsialist.

Tugisukki tuleb panna jalga hoolikalt, mitte lihtsalt mööda jalga üles tömmata. Kõige parem on panna sukad jalga kohe pärast ärkamist. Jalad peavad olema kuivad. Vajaduse korral võib kasutada talki.

1. Kerige suka sääreosa kuni kannani alla kokku, nii et sisemine külg on väljaspool.
2. Venitage suka labaosa pöialdega lahti ja tömmake sukk üle jalalaba.
3. Võtke kinni suka ülemisest servast ja tömmake see üle kanna.
4. Kui kogu suka sääreosa on üle kanna tömmatud, võtke pöialdega sukast seestpoolt kinni ja tömmake sukk mööda säärt siksakliigutustega üles.

Kuna VENOSAN® sukad on valmistatud äärmiselt elastsest materjalist, on väga oluline, et te ei tömbaks ülemist serva liiga kõvasti. Tugisukad tuleb tömmata üles masseerivalt, liikudes ühelt küljelt teisele.

1. Sukkade ärvõtmisel tuleb tömmata jalasääre osa ülemine serv kuni pahkluuni alla.
2. Vajutage mõlemad pöidlad suka ja jala vahel ning tömmake sukk üle kanna.
3. Tömmake sukk aeglaselt üle jala.

Kandke tugisukki iga päev. Ravi edukus on tagatud ainult siis, kui sukk kantakse regulaarselt. Pöörduge kohe arsti või apteekri poole, kui tugisukkade kandmise ajal tekib valu või tugev nahääritus.

### 3. Hooldussoovitused (hooldusjuhised)

VENOSAN® tugisukki võib pesta pesumasinas max 40°C juures õrna pesu programmiga. Ärge kasutage pesupehmendeid, optilisi valgendeid ega plekieemaldeid (nt tärpentin, bensiin jne). Toote kasutusea pikendamiseks ärge kuivatage sukk trummelkuuvatis ega radiaatoril (vt märgistust).

Nakkuvuse parandamiseks puhastage ise kinnituvate ülaosade silikoonribasid regulaarselt alkoholiga.

### Hoilepaneku- ja transporditingimused

Hoidke sukk toatemperatuuril ning kaitsts neid niiskuse ja otsese päikesevalguse eest. Tugisukkade säilivusaaja leiate pakendi märgistuselt liivakella märgi juurest. Kui tugisukki hoitakse õigesti, on nende kasutusiga 60 kuud. Meie eritellimusel valmistatud tooteid tuleb hakata kohe kasutama, mistõttu ei ole pakendil maksimaalset säilivusaega.

### Kasutuselt körvaldamine

VENOSAN® tugisukad võib ära visata olmejäätmete hulgas. Kui riigisisesed määrused on erinevad, tuleb lähtuda neist.

### Üldine teave

Raskete juhtumite korral pöörduge tootja ja vastutavate tervishoiuametkondade poole.

## KÄYTÖÖHJEET

Kiitos VENOSAN®-hoitosukkien valinnasta. Ne on valmistettu viimeisintä tutkimustietoa hyödyntäen. Hoitosukat ovat lääkinnällinen apuväline, ja tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää, että luet nämä ohjeet erittäin huolellisesti.

### Tuotteen kuvaus ja ominaisuudet

Kompression vaikutuksesta alaraajojen laskimoiden läpimitta pienenee ja laskimoläpät sulkeutuvat tiiviisti. Tämä tehostaa veren virtausta takaisin sydämeen, eikä veri pakaudu alaraajoihin.

### Materiaalin koostumus

VENOSAN®-hoitosukkien valmistusmateriaalin koostumus on ilmoitettu niihin ommellussa hoito-ohjemerkillä ja pakauksen takapuolella.

### Käyttötarkoitus

Alaraajojen verisuonitautien ja/tai lymfaattisten sairauksien pitkäaikainen hoito.

### Käyttöaiheet

**Suonikohjutauti:** primääriinen ja sekundääriinen suonikohjutauti, raskaudenaikainen tai kovetushoidon (vaahostekleroterapia) tai verisuonileikkauksen jälkeen ilmenevä suonikohjutauti

**Laskimotukos:** laskimotulehdus (pinnallinen) sekä laskimotulehduksen, syyvä laskimotukoksen tai veritulpan jälkihoito, laskimotukoksen jälkeisen (posttromboottisen) oireyhtymän hoito ja laskimotukosten ennaltaehkäisy liikuntakykyisillä potilailla

**Krooninen laskimoiden vajaatoiminta:** kliniset luokat (Widmerin luokat) I–III, CEAP-luokat C1S–C6, säärihaavojen ennaltaehkäisy, yhdyslaskimoiden vajaatoiminta ja angiodysplasia **Turvotus/ödeema:** lymfaturvotus, raskaudenaikainen tai trauman- tai leikkauksenjälkeinen turvotus, idiopaattinen syklinen turvotus, vakavuudeltaan vähintään luokan II lipoödeema ja pitkäaikaisen liikkumattomuuden aiheuttama turvotus (raajojen jäykkyys tai raajan täydellinen tai osittainen halvaus).

**Muut:** palovammojen ja hypertrofisten arprien jälkihoito

### Vasta-aiheet

Tiedossa oleva allergia ja/tai yliherkkyyss mille tahansa hoitosukissa käytetylle materiaalille. Seuraavista sairauksista kärsivien potilaiden ei tule käyttää VENOSAN®-hoitosukkia:

**Absoluuttiset vasta-aiheet:** pitkälle edennyt alaraajojen valtimotauti, sydämen vajaatoiminta, septinen laskimotulehdus, phlegmasia coerulea dolens.

**Suhteelliset vasta-aiheet:** samanaikaiset ihosairaudet, allergia/yliherkkyyss hoitosukan valmistusmateriaaleille, alaraajojen aistihäiriöt, pitkälle edennyt ääreishermojen rappeuma, primääriinen krooninen niveltulehdus. Emme ole vastuussa hoitosukkien käyttöön liittyvistä vahingoista, jos näitä vasta-aiheita koskevia ohjeita ei noudata.

### Riskit ja sivuvaikutukset

Sukkien lisätukea antava silikonireunus tai hopea saattaa aiheuttaa ihoärsytystä ja/tai allergioita, jos potilaan iho on erityisen herkkä. Lääkinnälliset hoitosukat voivat aiheuttaa ihmisen kuoletta ja ääreishermiston painevauroitaa erityisesti, jos niitä käytetään virheellisesti.

### Varoitukset ja varotoimenpiteet

Keskustele hoitosukkien käytöstä pätevän terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen niiden käytön aloittamista. Sukkia ei tule käyttää avoimien haavojen päällä. On ehdottoman tärkeää, että sukat ovat oikean kokoiset ja hyvin istuvat. Älä koskaan taita sukkien yläsaumaa. Tämä kaksinkertaistaa sukan muodostaman paineen, mikä voi johtaa verisuonten vaaralliseen puristumiseen. Ota heti yhteyttä lääkäriisi tai muuhun pätevään terveydenhuollon ammattilaiseen, jos alaraajojen kipu pahenee sukkia käytettäessä tai jos niiden käyttö aiheuttaa muita oireita. Pidä jalkasi puhtaina ja hyvin hoidettuna ja käytä hyväkuntoisia kenkiä, jotta sukkien ohut kudottu materiaali ei vaurioi. Jotkin voiteet, salvat ja öljyt voivat vaurioittaa sukkia tai aiheuttaa tahroja. Tämä tuote on tarkoitettu hygieniasystä ainoastaan yhden potilaan käyttöön. Hoito-ohjemerki on tärkeä osa hoitosukkia. Sukkien takuu tai vaihto-oikeus raukeaa, jos merkki poistetaan. Sukkien käyttöikä on ohjeiden mukaan oikein käytettyinä ja hoidettuina kuusi kuukautta. Niiden tehoa ei voida taata enää tämän jälkeen, ja siksi suosittelemme, että niiden tilalle hankitaan uudet sukat.

## Pukemista koskevat ohjeet

### 1. Valmistelu

Pese sukat ennen käyttöä! Terävät tai halkeilleet kynnet, karkea iho tai teräväreunaiset sormukset, rannekorut tai rannekellot voivat vaarioitaa VENOSAN®-hoitosukkien ohutta kudottua materiaalia sukkia puettaessa ja riisuttaessa.

### 2. Pukeminen

Hoitosukat saa sovittaa ja pukea ensimmäisen kerran ainoastaan pätevä ja koulutettu terveydenhuollon ammattilainen. Huomaa, että hoitosukkia puettaessa tulee noudattaa huolellisuutta eikä niitä voi vetää jalkaan tavanomaisten sukkien tai sukkahousujen tavoin. Sukat tulisi pukea aamulla heti heräämisen jälkeen. Ihon tulee olla kuiva. Talkkijauheesta saattaa olla tarvittaessa apua.

1. Käännä sukka nurinpäin kantapäähän saakka siten, että koko sukka jalkaterää lukuun ottamatta on nurja puoli päälepään.
2. Venytä sukan suuta käyttämällä molempia peukaloita ja vedä sukka jalkaterän päälle.
3. Pitele sukkaa sen yläreunasta ja vedä se kantapään päälle.
4. Kun koko sukka on vedetty nilkan yläpuolelle, työnnä molemmat peukalot sukan sisälle ja vedä se varovasti ylös hierovin siksak-liikkein.

Koska VENOSAN®-hoitosukat on valmistettu erittäin joustavasta materiaalista, on erittäin tärkeää, että niitä ei puda yläsaumasta voimakkaasti vetämällä. Sukka on vedettävä aina ylös sivuttaisin liikkein hieromalla.

1. Riisu sukat vetämällä aluksi yläsauma alas nilkkaan saakka.
2. Työnnä molemmat peukalot sukan alle ja riisu sukka varovasti kantapään päältä.

3. Riisu sukka jalkaterän päältä varovasti vetämällä.

Käytä hoitosukkia joka päivä. Niistä on kliinistä hyötyä vain, jos niitä käytetään säännöllisesti.

Ota heti yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi, jos hoitosukkia käytettäessä ilmenee kipua tai voimakasta ihoärsytystä.

### 3. Hoitosuositus (hoito-ohjeet)

VENOSAN®-hoitosukat voidaan pestä koneessa enintään 40 °C:n hienopesuhjelmalla. Älä käytä huuhteluaineita, optisia kirkasteita tai tahrangoistoaineita (kuten tärpätiä tai bensiiniä). Älä kuivaa sukkia kuivausrummussa tai lämpöpatterin päällä, sillä tämä lyhentää niiden käyttöikää.

Puhdista silikonista valmistetut yläreunat säännöllisesti alkoholilla, jotta ne tarttuvat paremmin ihoon.

### Säilytys- ja kuljetusolosuhteet

Säilytä sukkia huoneenlämpötilassa ja suoressa kosteudelta ja suoralta auringonvalolta. Hoitosukkien viimeinen käyttöpäivä on ilmoitettu niiden pakauksesta löytyvässä tiimalasimerkinnässä. Huomaa, että hoitosukat säilyvät oikein säilytettyinä enintään 60 kuukautta. Mittojen mukaan valmistetut tuotteemme on tarkoitettu heti käyttöön otettaviksi, eikä niiden pakaukseen ole merkitty siksi viimeistä säilytyspäivää.

### Hävittäminen

VENOSAN®-hoitosukat voidaan hävittää yleensä sekäjätteenä. Jos maassasi on voimassa tältä poikkeavia kansallisia määräyksiä, hävitä sukat niiden mukaisesti.

### Yleiset tiedot

Jos sukkia käytettäessä ilmenee vakavia sivuvaikutuksia tai jokin muu vaaratilanne, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja paikallisille terveysviranomaisille.

Zahvaljujemo vam što ste odabrali kompresijske čarape VENOSAN®. Proizvedene su u skladu s najnovijim medicinskim saznanjima. Čarape su medicinsko pomagalo i vrlo je važno da pažljivo pročitate ove upute.

### **Opis i značajke proizvoda**

Kompresija smanjuje promjer vena i omogućuje ponovno zatvaranje venskih zalistaka. Dakle, povećava se brzina povratnoga protoka krvi u srce i krv se više ne spušta u noge.

### **Sastav materijala**

Pojedinosti o sastavu materijala kompresijskih čarapa VENOSAN® nalaze se na ušivnoj etiketi na tkanini i na stražnjoj strani ambalaže.

### **Namjena**

Dugotrajni tretman fleboloških i/ili limfnih bolesti nogu.

### **Indikacije**

**Varikoza:** Primarna i sekundarna varikoza, varikoza tijekom trudnoće, nakon skleroterapije, nakon operacije vena **Tromboembolija:** Tromboflebitis (površinski), nakon liječenja flebitisa, duboke venske tromboze, nakon tromboze, posttrombotski sindrom, profilaksa tromboze za pacijente koji se ambulantno liječe **Kronična venska insuficijencija:** Od I. do III. CVI stupnja prema Widmeru, C1S-C6 prema CEAP-u, prevencija venskoga ulkusa, nedostaci venske komunikacije, angiodisplazija

**Edemi:** Limfoedem, edemi tijekom trudnoće, posttraumatski edem, postoperacijski edem, idiopatski ciklični edem, limfoedem II. ili većega stupnja, kongestivna stanja popraćena dugim razdobljem nepokretnosti (sindrom arteriovenskoga zastoja, paraliza i parcijalna paraliza ekstremiteta).

**Drugo:** Nakon opeklina, hipertrofični ožiljci

### **Kontraindikacije**

Poznate alergije i/ili preosjetljivost na bilo koje sastojke proizvoda. Medicinske kompresijske čarape VENOSAN® ne smiju nositi osobe koje pate od sljedećih bolesti:

**Apsolutno:** Napredna okluzivna bolest perifernih arterija, kardijalna dekompenzacija (zatajenje srca), septički flebitis, phlegmasia coerulea dolens

**Relativno:** Konkomitantna dermatозa, intolerancija na tkaninu kompresijskih čarapa, osjetljivost na materijal, poremećaji osjetilnih funkcija u ekstremitetima, napredna periferna neuropatija, primarni kronični artritis.

Ako navedene kontraindikacije nisu bile uzete u obzir, svi odstetni zahtjevi bit će poništeni.

### **Rizici i nuspojave**

Korištenje čarapa sa silikonskim i srebrnim potporama može prouzročiti nadražaje kože i, u rijetkim slučajevima, pojavu alergija na osjetljivoj koži. Medicinske kompresijske čarape mogu prouzročiti nekrozu kože i ozljede zbog kompresije na perifernome živčanom sustavu, posebno ako se ne upotrebljavaju na ispravan način.

### **Upozorenja i mjere opreza**

Potražite savjet stručnoga medicinskog osoblja prije prve upotrebe čarapa. Čarape se ne smiju nositi preko otvorenih rana. Vrlo je važno da su čarape odgovarajuće veličine i da vam odgovaraju. Nikada ne savijajte gornji dio čarapa. Savijanje može udvostručiti pritisak, što može prouzročiti opasno stezanje. Ako bolovi u vašim nogama postanu intenzivniji tijekom nošenja čarapa ili ako se ne osjećate dobro, potražite savjet liječnika ili medicinskoga stručnjaka. Molimo da pripazite na to da su vam stopala čista i da nosite dobru obuću tako da se fina tkanina čarapa ne ošteti. Određene kreme, masti i ulja mogu uništiti čarape ili ostaviti ružne mrlje. Zbog higijenskih razloga ovaj proizvod nije prikidan za tretman više od jednoga pacijenta. Etiketa na tkanini važan je dio kompresijskih čarapa. Ako skinete ovu etiketu, jamstvo se poništava. Čarape koje se upotrebljavaju u skladu s uputama mogu potrajati duže od šest mjeseci. Nakon toga razdoblja više ne možemo jamčiti medicinsku učinkovitost proizvoda i preporučujemo vam da kupite nove čarape.

## Upute o primjeni

### 1. Priprema

Operite čarape prije upotrebe! Oštri ili slomljeni nokti, gruba koža, prstenje s oštrim rubovima, narukvice ili ručni satovi mogu oštetiti tkaninu čarapa VENOSAN® dok ih skidate ili oblačite.

### 2. Primjena

Proizvod vam prvi put mora staviti stručno medicinsko osoblje.

Imajte na umu da se kompresijske čarape moraju pažljivo obući, a ne samo povući uz nogu.

Najbolje je da odmah nakon budenja obučete čarape. Vaša stopala i noge moraju biti suhi.

Ako je potrebno, možete upotrijebiti i puder.

1. Nogavicu čarape okrenite naopako sve do pete tako da je unutrašnji dio čarape okrenut prema van.
2. S pomoću obaju palčeva rastegnite donji dio stopala čarape, raširite i povucite čarapu preko svojega stopala.
3. Prihvatičte gornji rub čarape i povucite je preko pete.
4. Nakon što čarapa bude iznad vašega gležnja, obama palcima masirajte tkaninu uz nogu (prema gore) cik-cak pokretima.

Budući da su čarape VENOSAN® napravljene od vrlo elastičnoga materijala, izrazito je važno da ne potežete gornji dio čarape. Čarapu se mora umasirati uz nogu nježnim pokretima.

1. Pri skidanju čarape gornji dio povucite prema dolje do gležnja.
2. Oba palca stavite između pletene tkanine i noge te je povucite preko pete.
3. Čarapu polako povucite preko stopala.

Kompresijske čarape nosite svaki dan. Uspjeh terapije postiže se stalnim i redovitim nošenjem čarapa.

Pojave li se bolovi ili nadražaji kože dok nosite kompresijske čarape, odmah potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

### 3. Preporuke za čišćenje (upute o čišćenju)

Kompresijske čarape VENOSAN® možete prati u perilici na maksimalnoj temperaturi od 40°C, odnosno na programu za osjetljivu tkaninu. Ne upotrebljavajte omekšivače tkanine, optička bjelila ili sredstva za uklanjanje mrlja (terpentin, benzin itd.) Kako biste produljili životni vijek proizvoda, ne sušite ga u sušilici ili na radijatoru (pogledajte etiketu). Silikonske trake na držaćima redovito čistite alkoholom kako biste poboljšali prianjanje.

### Uvjeti skladištenja i transporta

Čarape spremajte na sobnoj temperaturi i zaštítite ih od vlage i izravne sunčeve svjetlosti. Rok trajanja kompresijskih čarapa naveden je na etiketi za pakiranje ispod simbola pješčanoga sata. Imajte na umu da je rok trajanja kompresijskih čarapa 60 mjeseci ako se pohranjuju na ispravan način. Naši proizvodi mogu se upotrebljavati odmah, zato na pakiranju nije naveden datum skladištenja.

### Odlaganje

Kompresijske čarape VENOSAN® mogu se odlagati u kućanski otpad. U slučaju odstupanja od nacionalnoga zakonodavstva moraju se poštovati i primjenjivati lokalni propisi.

### Opće informacije

U slučaju ozbiljnih nesreća obratite se proizvođaču i odgovornom nadzornom tijelu.

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy a VENOSAN® kompressziós harisnyát választotta. Ez a termék a legújabb egészségügyi ismeretek alapján készült. A harisnya orvostechnikai eszköz, ezért feltétlenül szükséges, hogy ezeket az utasításokat nagyon körültekintően olvassa el.

## Termékismertető és a termék jellemzői

A kompresszió a lábvénák átmérőjének csökkenését idézi elő, és lehetővé teszi, hogy a véna billentyűk ismét zárjanak. A vér szív felé irányuló visszaáramlási sebessége ezáltal megnő és így a vér nem pang az erekben.

## Anyagösszetétel

A megvásárolt VENOSAN® kompressziós harisnya anyagösszetételének pontos adatait a bevarrt textilcímkén és a csomagolás hátoldalán találja.

## Rendeltetés

A lábak vénás betegségeinek és/vagy nyirokrendszeri betegségeinek hosszú távú kezelése.

## Javallatok

**Visszértágulat:** Elsődleges és másodlagos visszértágulat, terhesség alatt kialakuló visszerek, injekciós visszérkezelés, vénasebészeti beavatkozások **Tromboembólia:** Vérrög okozta felszíni mélyvána gyulladás (Thrombophlebitis), visszérgyulladás (phlebitis), mélyvénás trombózis, trombózist követően, poszttrombotikus szindróma, járóbetegek trombózis megelőzéses kezelése,

**Krónikus vénás elégtelenség:** I.–III. stádiumú (Widmer) ill. C1S–C6 stádiumú (CEAP) krónikus vénás elégtelenség, vénás fekél megelőzése, mély vénák elégtelensége, gasztrointesztinális traktus érelváltozása (angiodiszplázia) **Ödémák:** Nyirokódéma, terhességi ödéma, poszttraumás ödéma, posztoperatív ödéma, ciklikus vízvisszatartás (idiopatiás ödéma), II. stádiumú vagy súlyosabb nyirokódéma, vénás pangás hosszabbban tartó mozgáshiány esetén (ízületi vénás pangás, teljes és részleges végtagbénulás). **Egyéb:** Égesi sérülések után, hipertrófiás hegesedés (kóros kitüremkedés, szövetburjánzás) esetén

## Ellenjavallatok

A termék bármely összetevőjére fennálló ismert allergia és/vagy túlérzékenység. A VENOSAN® orvosi kompressziós harisnyát nem viselhetik azok, akik az alábbi betegségek valamelyikében szenvednek:

**Absolut ellenjavallatok:** Súlyos perifériális artériás véráramlási zavarok, dekompenzált szívelégtelenség, mikroorganizmusok okozta vénagyulladás, vétag mélyvénás keringési elégtelensége (phlegmasia coerulea dolens)

**Relatív ellenjavallatok:** Bőr nedvedző gyulladása, a kompressziós harisnya bármely összetételére érzékenység, vétagok szenzoros zavarai, súlyos perifériás idegrendszeri megbetegedés, elsődleges krónikus ízületi gyulladás. Ezen ellenjavallatok bármelyike figyelembe vételének elmulasztása mindenmű felelősségi követelés érvényének elvesztését eredményezi.

## Kockázatok és mellékhatások

A szilikon tapadó felsőrésszel és ezüstöt tartalmazó harisnyák használata bőrirritációhoz vezethet és/vagy a bőrerzékenység ritka esetében allergiák fordulhatnak elő. Az orvosi kompressziós harisnya – különösen nem előírásszerű használat esetén – bőrelhalást és a perifériás idegrendszerben nyomás okozta károsodást válthat ki.

## Figyelmeztetések és óvintézkedések

A harisnya első alkalommal történő viselése előtt okvetlenül egyeztessen egy képzett egészségügyi szakemberrel. A harisnya nyílt sebekben nem viselhető. Nagyon fontos, hogy a harisnya helyes méretű legyen és pontosan illeszkedjen. A felső szegést soha ne hajtsa le. Ezzel kétszeresre nő a nyomás, ami veszélyes összeszorításhoz (szükülethez) vezethet. Amennyiben a harisnya viselése során a lábában növekszik a fájdalom, vagy kellemetlenül érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz vagy megfelelő egészségügyi szakemberhez. Annak érdekében, hogy a harisnya finom szálai ne sérüljenek, ügyeljen a lábak ápoltságára és jó minőségű lábbeli viselésére. Egyes krémek, kenőcsök és olajok tönkre tehetik a harisnyát, illetve csúnya foltok kialakulását idézhetik elő. Higiéniai okokból ez a termék csak egyetlen beteg kezelésére alkalmas. A textil címke a kompressziós harisnya fontos részét képezi.



Amennyiben ezt a címkét eltávolítja, a garanciaigény illetve a csereigény érvényét veszti. Amennyiben a harisnyát az utasításoknak megfelelően használja és ápolja, a termék hasznos élettartama hat hónap. Ezen időszak elteltével a gyógykezelés hatékonyisége már nem garantálható, ezért új harisnya vásárlását ajánljuk.

## **Alkalmazási utasítások**

### **1. Előkészület**

Használat előtt mossa ki! Éles vagy töredezett körmök, érdes bőr, éles peremű gyűrűk, karkötők vagy karórák a felhúzás vagy levetés során károsíthatják a VENOSAN® szövött anyagát.

### **2. Alkalmazás**

A termék első felhelyezését csak egészségügyi képettséggel rendelkező szakember végezheti.

Kérem vegye figyelembe, hogy a kompressziós harisnyát körültekintően kell alkalmazni, nem csupán felhúzni a lábra. Legjobb, ha a harisnyát reggel, rögtön felkelés után veszi fel. A lábfejnek és a lábszárnak száraznak kell lennie. Szükség esetén finom hintőpor használata hasznos lehet.

1. A harisnya szárát annak kifordításával—a lábfej kivételével—tűrje le egészen a sarokig, tehát a harisnya belseje nézzen kifelé.
2. Mindkét hüvelykujja használatával húzza szét a harisnya lábfej részét, majd húzza a harisnyát a lábfejére.
3. Fogja meg a harisnya felső peremét és húzza rá a sarkára.
4. Miután a harisnya teljes szára a bokája felett van, minden hüvelykujjával nyúljon a szár belsejébe, és masszározó cikcakkos mozdulatokkal húzza fel a lábszárára.

Mivel a VENOSAN® harisnya rendkívül elasztikus anyagból készült, nagyon fontos, hogy a felső szegést ne húzza teljes erőből. A harisnyát masszároz, oldalirányú mozdulatokkal kell felhúzni.

1. A harisnya levetésénél a harisnyaszár felső szegését húzza le egészen a bokájig.
2. Hüvelykujjainak a szövött anyag és a lábszár közé helyezésével, segítse át a harisnyát a sarkán.
3. A harisnyát lassan húzza le a lábfejéről.

A kompressziós harisnyát minden nap viselje. A terápiás sikér csak a harisnya rendszeres viselésével biztosítható. Ha a kompressziós harisnya viselése során fájdalom, vagy súlyos bőrirritáció lép fel, azonnal forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

### **3. Ápolási ajánlások (ápolási utasítások)**

A VENOSAN® kompressziós harisnyát mosogében max. 40°C-on, kímélő programon mossa.

Ne használjon szövetlágyítókat, optikai fehérítőket vagy folteltávolító szereket

(pl. terpentint, benzint stb.). A termék maximális élettartama érdekében a szárításhoz ne használjon centrifugát vagy radiátort (lásd címkét). Az öntapadó felsőrészen levő szilikonsávot a tapadás javítása érdekében rendszeresen tisztítsa alkohollal.

### **Tárolási és szállítási feltételek**

A harisnyát szobahőmérsékleten tárolja, óvja nedvességtől és közvetlen napfénytől.

A kompressziós harisnya lejáratú dátumát óraüveg formájában találja meg a csomagolás címkéjén. Kérem vegye figyelembe, hogy a kompressziós harisnya hasznos élettartama előírásszerű tárolás esetén 60 hónap. Az egyedi, mérete készült termékeink azonnali használatra szolgálnak, így a csomagolásukon nem szerepel maximális tárolási dátum.

### **Leselejtezés**

A VENOSAN® kompressziós harisnya a háztartási hulladékkel kiselejtezhető. Amennyiben ettől eltérő országos jogszabályi rendelkezés létezik, akkor azt kell alkalmazni.

### **Általános információk**

Súlyos váratlan esemény bekövetkezése esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval és a felelős egészségügyi hatóságokkal.

ベノサン弾性ストッキングをお選びいただきありがとうございます。弾性ストッキングは最新の医学的知識に従って製造されています。弾性ストッキングは医療機器です。ご使用になる前に、使用説明書を必ずよくお読みください。

## 製品の説明と機能

着圧によって下肢静脈径が縮小され、静脈弁が再び閉じるようになります。これにより心臓への血液の還流速度が増し、血液が足にうつ滞しません。

## 繊維素材

ベノサン弾性ストッキングの製品素材に関する正確な詳細は、製品に縫い付けられている繊維表示と梱包の裏に記載されています。

## 製品目的

足の静脈系疾患および/またはリンパ系疾患の長期治療。

## 適応

**静脈瘤:**一次性静脈瘤および二次性静脈瘤、妊娠中の静脈瘤、硬化療法後、静脈手術後。**血栓塞栓症:**表在静脈血栓症および静脈炎治療後、深部静脈血栓症、血栓症後、血栓後症候群、外来患者に対する血栓症の予防。**慢性静脈不全:**ワイドマー(Widmer)のCVIステージIからIII、CEAP分類のC1SからC6、静脈性潰瘍の予防、静脈交通枝不全、血管形成異常。**浮腫:**リンパ浮腫、妊娠中の浮腫、外傷後浮腫、術後浮腫、特発性周期性浮腫、グレードII以上の脂肪性浮腫、長期臥床によるうつ血性症状(関節うつ血症候群、四肢麻痺および部分麻痺)。**その他:**やけど後、肥厚性瘢痕。

## 禁忌

任意の製品成分に対する既知のアレルギーおよび/または過敏症。

以下の項目に該当される方はベノサン医療用弾性ストッキングを使用しないでください。

**絶対禁忌:**重度の末梢動脈閉塞性疾患、非代償性心疾患、敗血症性静脈炎、有痛性青股腫。

**相対禁忌:**併存皮膚病、弾性ストッキング生地に対する過敏症、四肢の感覚障害、重度の末梢神経障害、原発性慢性関節炎。

これらの禁忌を守らない場合は、いかなる賠償請求も無効となります。

## リスクと副作用

銀繊維とシリコンの滑り止め付きストッキングの使用は、敏感肌の場合、まれに皮膚の炎症やアレルギーを引き起こすことがあります。医療用弾性ストッキングは、特に誤用した場合、末梢神経系に皮膚の壞死および圧力損傷を引き起こす可能性があります。

## 警告と注意事項

弾性ストッキングを初めてご使用になる前に、医療関係者に必ずご相談ください。傷口が完治していない場合は、弾性ストッキングを使用しないでください。ご自身にぴったり合う正しいサイズの弾性ストッキングを選ぶことは非常に重要です。履き口部分を二重に折り重ねないでください。重ねると圧力が倍増し、危険な締め付けとなる可能性があります。弾性ストッキング着用時に足の痛みが悪化したり、気分が悪くなった場合は、直ちにかかりつけの医師または適切な専門医にご相談ください。ストッキングの薄い生地を損傷しないよう、足の状態に気を付け、適切な靴を履いてください。クリーム、軟膏、オイルによっては弾性ストッキングが傷んだり、染みの原因となることがあります。衛生上の理由から、この製品を複数の患者の治療に使用しないでください。弾性ストッキングの繊維表示はとても大切です。

この表示を取り外すと、保証または交換の請求は無効になります。使用説明書に従って弾性ストッキングを使用し取り扱った場合の耐用期間は6か月間です。この期間が過ぎると医療的効果は保証できなくなりますので、新しい弾性ストッキングのご購入をお勧めします。

## 着用方法

### 1. 着用前準備

使用前には洗ってください。尖った爪または割れた爪、荒れた肌、鋭利な指輪、プレスレット、または腕時計は、弹性ストッキングの着用・着脱の際に、ベノサンの薄い編込み生地を傷めることができます。

### 2. 着用

製品の初回装着を行うことができるるのは、医療訓練を受けた専門家のみです。

弹性ストッキングは慎重に履く必要があるので、無理に引っ張り上げないように注意してください。弹性ストッキング着用は、朝起床直後に行うのが最も効果的です。足は乾いていなければなりません。必要ならば、ベビーパウダーを使用してください。

1. 弹性ストッキングのかかとより上部を裏返します。つまり、ストッキングのふくらはぎ部分の内側が表側に出るようにします。
2. 両手の親指を使って弹性ストッキングの履き口からつま先部分を広げ、弹性ストッキングをかかとまで引き上げます。
3. 弹性ストッキングの上端をつかみ、かかと部分を合わせます。
4. 弹性ストッキングを足首まで履けたら、両方の親指を弹性ストッキング内側に入れ、左右に動かしながら上げていきます。

ベノサン弹性ストッキングは非常に伸縮性のある素材で作られているので、履き口の縁を強く引っ張らないことが非常に重要です。弹性ストッキングは左右に動かしながら少しづつたくし上げてください。

1. 弹性ストッキングを脱ぐときは、履き口の縁を足首まで下ろします。
2. 生地と足の間に両手の親指を差し入れ、かかとの下までそっと下げます。
3. かかとからつま先までゆっくりとストッキングを引き抜きます。

弹性ストッキングは毎日着用してください。弹性ストッキングを定期的に着用しなければ、治療効果は得られません。弹性ストッキングの着用中に痛みや重度の皮膚刺激が発生した場合は、直ちに医師または薬剤師にご相談ください。

### 3. 推奨されるお手入れ方法(お手入れに関する注意事項)

ベノサン弹性ストッキングは洗濯機で洗うことができます。温度は最高40°Cまで、デリケートモードをご利用ください。柔軟仕上げ剤、蛍光増白剤、しみ抜き(テレビン油、ベンジンなど)は使用しないでください。製品寿命を最大限に延ばすため、タンブル乾燥機やヒーターを使用して乾かさないでください(表示を参照)。

粘着性を向上させるため、履き口の滑り止めシリコンバンドを定期的にアルコールできれいにしてください。

## 保管および輸送条件

弹性ストッキングは室温で保管し、湿気や直射日光を避けてください。弹性ストッキングの使用期限は、梱包の表示に砂時計の形で記載されています。適切に保管した場合、弹性ストッキングの耐用年数は60ヶ月です。当社のカスタムメイド製品はすぐに使用されることを前提としているため、最大保管期間は梱包に記載されません。

## 廃棄方法

ベノサン弹性ストッキングは家庭ごみとして廃棄することができます。特殊な国内法定規定が存在する場合は、規定に準拠して破棄してください。

## 一般情報

重大な問題が発生した場合は、製造元および保健機関にご連絡ください。

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dékojame, kad pasirinkote VENOSAN® kompresines kojines. Jos pagamintos remiantis pažangiausiais medicinos pasiekimais. Kojinés-tai medicininés priemonés, todél yra labai svarbu, kad atidžiai perskaitytuméte šią instrukciją.

### **Produkto aprašymas ir savybės**

Kompresija sumažina kojų venų skersmenį ir leidžia venų vožtuvams gerai funkcionuoti. Dél to padidéja atgalinis kraujø gržimo greitis į širdj, o kraujas neužsilaiko kojose.

### **Medžiagos sudétis**

Tiksli informaciją apie VENOSAN® kompresinių kojinių medžiagos sudétį rasite ant prisiūtos tekstilinés etiketés ir kitoje pakuotés pusėje.

### **Numatyta paskirtis**

Ilgalaikis kojų flebologinių ir (arba) limfinés sistemos ligų gydymas.

### **Indikacijos**

**Varikozé:** pirminé ir antriné varikozé, varikozé něštumo metu, po skleroterapijos, po venų operacijos

**Tromboembolija:** tromboflebitas (paviršinis) bei po gydyto flebito, gilių venų trombozé, po trombozés, potrombinių sindromas, trombozés profilaktika ambulatoriniams pacientams

**Létinis venų nepakankamumas:** I–III LVN stadijos pagal Widmer, C1S–C6 pagal CEAP, venų opū prevencija, gilių venų nepakankamumas, angiodisplazija **Edemos:** limfoedema, edema něštumo metu, potrauminé edema, pooperaciné edema, idiopatiné cikliné edema, lipoedemos nuo II laipsnio (artrogeninis sastovio sindromas, galūnių paralyžius ar dalinis paralyžius).

**Kitas:** po nudegimų, randų gydymo.

### **Kontraindikacijos**

Esant žinomoms alergijoms ir (arba) padidéjusių jautrumui bet kuriam produkto komponentui.

Medicininii VENOSAN® kompresinių kojinių negalima děvēti sergent tokiomis ligomis:

**Absoliučios:** progresavusi periferiné kraujagyslių liga, stazinis širdies nepakankamumas, sepsinis flebitas, phlegmasia coerulea dolens.

**Santykinės:** šlapiuojanti dermatozé, kompresinių kojinių medžiagos netoleravimas, galūnių jutimo sutrikimas, progresavusi periferiné neuropatija, pirminis létinis artritas.

Nesilaikant šių kontraindikacijų atsakomybë netaikoma.

### **Rizika ir šalutinis poveikis**

Kojinés su silikonine lipnia juosta ir sidabru esant padidéjusių jautrumui retais atvejais gali sukelti odos dirginimą ir (arba) alergiją. Medicininés kompresinés kojinés gali sukelti periferinių nervų odos nekrozé ir pažeisti juos dél kompresijos, ypač netinkamai děvint.

### **Įspėjimai ir atsargumo priemonés**

Įsigyanat kojines pirmą kartą pasikonsultuokite su specialistu apie kompresinių kojinių děvējimą. Kojinių negalima děvēti ant atvirų žaizdų. Svarbu, kad kojinés būtų tinkamo dydžio. Niekada neužlenkite viršutinio kojinés krašto. Dél to kompresija padidéja dvigubai ir gali sukelti pavojingą suspaudimą. Jei děvint kojines kojų skausmas didėja arba pasijutote blogai, nedelsiant pasitarkite su savo gydytoju arba specialistu. Įsidémékite, kad kojos turi būti tvarkingai prižiūrėtos ir děvétumėte tinkamą avalynę- tik tokiu atveju plonas megztas kojinių audinys nebus pažeistas. Kai kurie kremai, tepalai ir aliejai gali kojines sugadinti ar paliki išvaizdą gadinančias démes. Higienos sumetimais ši produktą gali děvēti tik vienas asmuo. Tekstiliné etiketé yra svarbi kompresinių kojinių dalis. Jei nuimsite šią etiketę, nebegalésite pateikti garantinių pretenzių arba pakeisti. Tinkamai naudojant ir prižiūrint kompresines kojines jų naudojimo trukmë yra šeši ménesciai. Po šio laikotarpio medicininis poveikis nebegali būti užtirkintas ir mes rekomenduojame įsigyti naujas kojines.



## Naudojimo nurodymai

### 1. Paruošimas

Prieš naudojimą išplaukite! Aštrūs ar pažeisti nagai, šiurkščios rankos, žiedai aštoriais kampais, apyrankės, rankiniai laikrodžiai gali sugadini ploną megztą VENOSAN® audinį.

### 2. Naudojimas

Pirmajį produkto pritaikymą turi atlikti tik kvalifikuotas medicinos darbuotojas.

Įsidėmėkite, kad kompresines kojinės reikia mautis atsargiai tolygiai paskirstant, o ne tiesiog užmauti.

Geriausia kojines užsimauti rytė iš karto tik atsikėlus. Pėdos ir kojos turi būti sausos.

Jei reikia, naudokite talką.

1. Išverskite kojinę iki kulno, t. y. visa kojinė turi būti išversta, išskyrus pėdos dalį.
2. Ištempkite abiem nykščiais kojinės pėdos dalį į šalis ir užmaukite kojinę ant pėdos.
3. Paimkite viršutinį kojinės kraštą ir traukite per pėdą.
4. Kai kojinė yra ant kulkšties, nykščius įkiškite į vidų ir atlikdami vingiuojančius judesius maukite kojnės aukštyn.

Jūsų VENOSAN® kojinės pagamintos iš labai tampios medžiagos. Labai svarbu, kad netrauktumėte viršutinio kojinės krašto iš visų jėgų į viršų. Kojinė turi būti masažuojama į viršų vingiuojančiais judesiais.

1. Nusimaunant viršutinį kojinės kraštą atsargiai tempkite į apačią iki kulkšties.
2. Užkiškite abu nykščius tarp kojinės ir savo kojos ir numaukite nuo kulno .
3. Kojinę létai nutraukite nuo pėdos.

Dėvėkite kompresines kojinės kasdien. Tik reguliariai dėvint užtikrinamas sékmingas gydymas. Jei kompresinių kojinių dėvėjimo metu pradeda skaudėti ar atsiranda stiprus odos sudirginimas, nedelsiant pasitarkite su savo gydytoju ar vaistininku.

### 3. Priežiūros rekomendacijos (priežiūros instrukcija)

VENOSAN® kompresines kojinės galite skalbtis skalbimo mašina maks. 40°C temperatūroje, naudojant gležnų skalbinių programą. Nenaudokite audinių minkštiklių, optinių baliklių ar dėmių valiklių (pvz., terpentino, benzino ir pan.) Jei gaminj norite naudoti ilgai, nerekomenduojama naudoti džiovyklės ar džiovinti ant radiatoriaus (žr. etiketę). Kojinių viršutinėje dalyje esančias silikonines tvirtinimo juostas reguliariai valykite alkoholiu, kad pagerėtų prikibimas.

### Laikymo ir transportavimo sąlygos

Laikykite kojinės kambario temperatūroje ir saugokite nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.

Galiojimo datą rasite ties smėlio laikrodžio ženklu ant kompresinių kojinių pakuočių etiketės.

Įsidėmėkite, kad tinkamai laikant kompresines kojinės jų galiojimo trukmė yra 60 mėnesiai. Mūsų pagal užsakymą gaminami produktai turi būti dėvimi nedelsiant, dėl to nenurodoma maksimali laikymo trukmė.

### Šalinimas

VENOSAN® kojinės gali būti pašalintos su buitinėmis atliekomis. Jei yra kitos nacionalinės teisinės normos, jos turi būti taikomos.

### Bendrosios nuorodos

Įvykus pavojingiems įvykiams, susisiekite su gamintoju ir atsakingomis sveikatos apsaugos institucijomis.

Pateicamies par to, ka Jūs izvēlējāties VENOSAN® kompresijas zeķes. Tās ražotas saskaņā ar jaunākajām medicīniskajām atziņām. Zeķes ir medicīniskais izstrādājums, un tāpēc ir svarīgi ļoti uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas.

## Izstrādājuma apraksts un īpašības

Kompresija izraisa kāju vēnu diametra samazināšanos un ļauj vēnu vārstuļiem atkal aizvērties. Tādējādi tiek palielināts asins atpakaļplūsmas ātrums uz sirdi un asinis vairs nestagnē kājās.

## Materiāla sastāvs

Detalizētu VENOSAN® kompresijas zeķu materiāla sastāvu var atrast iešūtajā auduma etiketē un iepakojuma mugurpusē.

## Paredzētais mērķis

Fleboloģisku un/vai limfātisku kāju slimību ilgtermiņa ārstēšana.

## Indikācijas

**Varikoze:** Primārā un sekundārā varikoze, varikoze grūtniecības laikā, pēc skleroterapijas, pēc vēnu ķirurģijas

**Trombembolija:** Tromboflebits (virspusējs), kā arī pēc flebita ārstēšanas, dziļo vēnu tromboze,

pēc trombozes, pēctrombozes sindroms, trombozes profilakse ambulatoriem pacientiem

**Hroniska vēnu mazspēja:** I – III HVM stadija pēc Vidmera klasifikācijas, C15-C6 saskaņā ar CEAP, vēnu

čūlu novēršana, komunikanto vēnu mazspēja, angiodisplāzija

**Tūskas:** Limfostāze, tūska grūtniecības laikā, posttraumātiskā tūska, pēcoperācijas tūska, idiopātiskā cikliskā tūska, II un augstākās stadijas lipoedēma, nosprostoju stāvokļi pēc ilgāka nekustīguma (artrogēnas stāžes sindroms, locekļa paralize un daļēja paralize). **Citi:** Pēc apdegumiem, pārmērīga sarētošanās

## Kontrindikācijas

Zināma alerģija un/vai hipersensitivitāte pret kādu no izstrādājuma sastāvdalām. VENOSAN® medicīniskās kompresijas zeķes nedrīkst Valkāt tiem, kas cieš no sekojošā:

**Absolūti:** Progresējoša perifēro artēriju okluzīvā slimība, dekompensētas sirds slimības, septiskais flebīts, phlegmasia coerulea dolens

**Relatīvi:** Vienlaicīgas dermatozes, kompresijas zeķu auduma nepanesība, locekļa jutīguma traucējumi, progresējoša periferā neiropātīja, primārs hronisks artrīts

Šo kontrindikāciju neievērošanas gadījumā nekādas atbildības prasības nav iespējamas.

## Riski un blaknes

Zeķu ar silikona pašatbalstošu augšdaļu un sudrabu lietošana var izraisīt ādas kairinājumu un/vai alerģijas var rasties retos jutīgas ādas gadījumos. Medicīniskās kompresijas zeķes var izraisīt ādas nekrozi un spiediena izraisītos perifērās nervu sistēmas bojājumus, it īpaši, ja tās nepareizi lieto.

## Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Pirms zeķu pirmās zeķu Valkāšanas konsultēties ar apmācītu medicīnās personālu. Zeķes nedrīkst Valkāt uz atklātām brūcēm. Ľoti svarīgi, lai zeķēm būtu pareizais izmērs un tās jums precīzi derētu.

Nekad nelociet augšējo vili. Tas dubultos spiedienu, kas var izraisīt bīstamu sašaurināšanos. Ja sāpes kājās pieaug, kad jūs Valkājat zeķes, vai ja jūs nejūtaties labi, nekavējoties griezieties pie ārsta vai atbilstoša speciālista. Lūdzam pievērst uzmanību labai pēdu kopšanai un labiem apaviem, lai zeķu smalkais adijums netiktu bojāts. Noteikti krēmi, ziedes un eļļas var sabojāt jūsu zeķes vai atstāt neglītus traipus.

Higiēnas apsvērumu dēļ šis izstrādājums nav piemērots vairāk nekā viena pacienta ārstēšanai.

Auduma etikete ir kompresijas zeķu svarīga sastāvdaļa. Ja jūs noņemsiet šo etiketi, garantijas vai apmaiņas prasības zaudē spēku. Ja jūs lietojat zeķes un rūpējaties par tām saskaņā ar instrukcijām, to kalpošanas laiks būs seši mēneši. Pēc šī perioda medicīnisko efektivitāti vairs nevar garantēt un mēs iesakām jums iegādāties jaunas zeķes.

## Lietošanas instrukcijas

### 1. Sagatavošana

Izmazgājet pirms lietošanas! Asi vai ieplaisājuši pirkstu nagi, raupja āda, gredzeni ar asām malām, rokassprādzes vai rokas pulksteņi var bojāt ļoti plāno VENOSAN® trikotāžas audumu uzvilkšanas vai novilkšanas laikā.

### 2. Lietošana

Izstrādājuma sākotnējo uzlaikošanu drīkst veikt tikai medicīniski apmācīti speciālisti. Lūdzam ievērot, ka kompresijas zeķes jāuzvelk uzmanīgi, nevis vienkārši jāuzrauj kājā. Vislabāk uzvilkzt zeķes no paša rīta, tīklīdz jūs ceļaties augšā. Pēdām un kājām jābūt sausām. Ja nepieciešams, palīdzēt var talka pūderis.

1. Izgrieziet zeķes stulmu uz āru līdz papēdim, t.i., izņemot pēdu, zeķes iekšpusēi jābūt izgrieztai uz āru.
2. Lietojiet abus ikšķus, lai izstieptu zeķes pēdu platāku un velciet zeķi pāri pēdai.
3. Satveriet zeķes augšmalu un pārvelciet to pāri papēdim.
4. Kad viss zeķes stulms ir virs potītes, abus ikšķus ievietojiet iekšpusē un masējiet audumu augšup pa kāju ar zigzagveida kustībām.

Tā kā VENOSAN® zeķes ir pagatavotas no ļoti elastīga materiāla, ir ļoti svarīgi neraut augšējo šuvi uz augšu cik vien stipri var. Zeķe jāmasē augšup ar virknī kustību uz sāniem.

1. Novelkot zeķes, novelciet stulma daļas augšējo šuvi uz leju līdz potītei.
2. Iebāziet abus ikšķus starp trikotāžas audumu un kāju un pārvelciet to pāri papēdim
3. Lēnām pārvelciet zeķi pāri pēdai.

Valkājet kompresijas zeķes katru dienu. Terapeitisko rezultātu var nodrošināt tikai tad, ja zeķes Valkā regulāri. Lūdzam griezties pie ārsta vai provizora nekavējoties, ja, Valkājot kompresijas zeķes, parādās sāpes vai nopietni ādas kairinājumi.

### 3. Ieteikums par kopšanu (kopšanas norādījumi)

VENOSAN® kompresijas zeķes var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā pie maks. 40°C delikātās veļas programmā. Nelietojiet audumu mīkstinātājus, optiskos balinātājus vai traipu noņēmējus (tādus kā terpentīns, benzīns utt.) Lai maksimizētu izstrādājuma kalpošanas laiku, neizmantojiet veļas žāvētāju vai radiatoru žāvēšanai (skatīt etiķeti). Regulāri tiriet silikona joslas uz pašatbalstošajām augšdaļām ar spiritu, lai uzlabotu saķeri.

### Glabāšanas un pārvadāšanas apstākļi

Glabājiet zeķes istabas temperatūrā un sargājiet no mitruma un tiešiem saules stariem. Kompresijas zeķu derīguma termiņš ir redzams uz iepakojuma etiķetes smilšu pulksteņa formā. Lūdzam ievērot, ka kompresijas zeķu derīguma termiņš ir 60 mēneši, ja tās tiek glabātas pareizi. Mūsu individualizētie izstrādājumi ir paredzēti nekavējošai lietošanai, tāpēc uz iepakojuma nav norādīts maksimālais glabāšanas laiks.

### Izmešana

VENOSAN® kompresijas zeķes var izmest mājsaimniecības atkritumos. Ja pastāv citādi valsts noteikumi, tad tie ir jāpiemēro.

### Vispārēja informācija

Nopietna negadijuma gadījumā sazinieties ar ražotāju un atbildīgajām veselības iestādēm.

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor compressiekousen van VENOSAN®. Deze zijn vervaardigd op basis van de nieuwste medische inzichten. Compressiekousen zijn een medisch hulpmiddel. Het is daarom bijzonder belangrijk deze instructies heel zorgvuldig te lezen.

### Beschrijving en eigenschappen van het product

Compressiekousen oefenen druk uit op het been, waardoor de bloedvaten worden vernauwd en de vaatkleppen zich weer kunnen sluiten. Het bloed stroomt zo sneller terug naar het hart en hoopt zich niet langer op in de benen.

### Samenstelling van het materiaal

Exakte gegevens over de samenstelling van het materiaal van uw VENOSAN®-compressiekousen vindt u op het ingenaide textieletiket en achter op de verpakking.

### Bedoeld gebruik

Langdurige behandeling van flebologische en/of lymfatische aandoeningen in de benen.

### Indicaties

**Spataderen:** Primaire en secundaire spataderen, spataderen tijdens de zwangerschap, na sclerotherapie, na vaatchirurgie **Trombo-embolie:** Tromboflebitis (oppervlakkig) en na behandeling van flebitis, diepe veneuze trombose, na trombose, posttrombotisch syndroom, tromboseprophylaxe voor ambulante patiënten **Chronische veneuze insufficiëntie:** CVI graad I tot III volgens Widmer, C1S-C6 volgens CEAP, preventie van veneuze beenzwellingen, insufficiëntie van communicerende vaten, angiodysplasie **Oedeem:** Lymfoedeem, zwangerschaps-oedeem, posttraumatisch oedeem, postoperatief oedeem, idiopathisch cyclisch oedeem, tweedegraads lipoeem en hoger, congestieve condities na langere perioden van immobiliteit (artrogeen stasis-syndroom, verlamming en gedeeltelijke verlamming van een ledemaat). **Overige:** Na brandwonden, hypertrofische littekens

### Contra-indicaties

Bekende allergie en/of overgevoeligheid voor een of meerdere bestanddelen van het product. De medische compressiekousen van VENOSAN® mogen niet worden gebruikt door personen met de hieronder vermelde aandoeningen:

**Absoluut:** Geavanceerde perifere arteriële occlusieve aandoening, gedecompenseerde hartaandoeningen, septische flebitis, phlegmasia coerulea dolens

**Relatief:** Concomitante dermatose, overgevoeligheid voor het materiaal van de compressiekousen, gevoelsstoornis in een ledemaat, geavanceerde perifere neuropathie, primaire chronische artritis. Bij niet in acht nemen van deze contra-indicaties worden alle eventuele aansprakelijkheidsclaims nietig verklaard.

### Risico's en bijwerkingen

Het gebruik van kousen met een zelfhechtende boord van silicone en zilver kan in uitzonderingsgevallen bij een gevoelige huid huidirritatie en/of allergieën tot gevolg hebben. Medische compressiekousen kunnen huidnecrose en druckschade op het perifere zenuwstelsel veroorzaken, met name als ze niet correct worden gebruikt.

### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg daartoe opgeleid medisch personeel voordat u de compressiekousen voor het eerst gaat dragen. De kousen mogen niet op open wonden worden gedragen. Het is van groot belang dat de kousen de juiste maat hebben en precies passen. Sla de boord van de kous niet om. De druk wordt daardoor twee keer zo groot, wat kan leiden tot gevaarlijke afknelling. Als tijdens het dragen van uw kousen de pijn in uw benen toeneemt of u zich onwel voelt, moet u dat onmiddellijk doorgeven aan uw arts of een bevoegde specialist. Zorg ervoor dat uw voeten goed verzorgd zijn en dat u goed schoeisel draagt, zodat het fijne breisel van de kousen niet beschadigd wordt. Sommige crèmes, zalven en oliën kunnen uw kousen onherstelbaar beschadigen of lelijke vlekken achterlaten. Vanuit hygiënische overwegingen is dit product niet geschikt voor behandeling van meer dan één patiënt. Het textieletiket is een belangrijk onderdeel van de compressiekousen. Als u dit etiket verwijdert, wordt uw aanspraak op garantie nietig verklaard en kunnen de kousen niet worden geruild.



Als u de kousen gebruikt en verzorgt volgens de aanwijzingen, gaan ze zes maanden mee. Na deze periode kan de medische effectiviteit niet langer worden gewaarborgd en adviseren we de aanschaf van nieuwe kousen.

## Aanwijzingen voor gebruik

### 1. Voorbereiding

Vóór gebruik wassen! Scherpe of gebarsten vingernagels, ruwe huid, ringen met scherpe randen of polshorloges kunnen het fijne breisel van uw VENOSAN® beschadigen bij het aan- of uittrekken.

### 2. Gebruik

Het aan gebruik voorafgaande op maat maken van het product mag alleen worden gedaan door medisch opgeleide specialisten. Aantrekken van de compressiekousen moet zorgvuldig gebeuren: ze mogen niet zomaar over het been omhoog getrokken worden. Het is het beste om 's ochtends meteen na het opstaan eerst uw kousen aan te trekken. Uw voeten en benen moeten droog zijn.

Zo nodig kunt u daar talkpoeder voor gebruiken.

1. Keer de kous binnenvoegdeel buiten tot aan de hiel, d.w.z. behalve het voetgedeelte. De binnenzijde van de kous moet naar buiten wijzen.
2. Rek met beide duimen het voetgedeelte van de kous op en trek de kous over uw voet.
3. Pak de kous vast aan de boord en trek hem over uw hiel.
4. Zodra het hele beengedeelte van de kous boven uw enkel is, masseert u met beide duimen aan de binnenzijde de stof met een zigzagbeweging langs uw been omhoog.

Uw kousen van VENOSAN® zijn vervaardigd van bijzonder elastisch materiaal. Het is dus erg belangrijk dat u niet de boord zo hard als u kunt omhoog trekt. U moet de kous omhoog masseren in een reeks bewegingen van de ene zijde naar de andere.

1. Als u de kousen wilt uittrekken, trek dan de boord van het beengedeelte omlaag tot aan uw enkel.
2. Druk beide duimen tussen het gebreide materiaal en uw been en schuif de kous voorzichtig over uw hiel.
3. Trek de kous langzaam over uw voet.

Het is nodig uw compressiekousen elke dag te dragen. Therapeutisch resultaat is alleen verzekerd bij regelmatig dragen van de kousen. Neem meteen contact op met uw arts of apotheker als u pijn of ernstige huidirritatie ondervindt bij het dragen van de compressiekous.

### 3. Aanbeveling voor verzorging (verzorgingsinstructies)

Compressiekousen van VENOSAN® kunnen worden gewassen in de wasmachine op max. 40°C, met gebruikmaking van een programma voor fijne was. Gebruik geen wasverzachter, optische witmakers of vlekverwijderaars (zoals terpentine, wasbenzine enz.). Voor maximale levensduur van het product wordt gebruik van een centrifuge of radiator afgeraden (zie etiket). Reinig de siliconebanden aan de zelfhechtende boorden regelmatig met alcohol voor een betere hechting.

### Aanwijzingen voor opslag en vervoer

Bewaar de kousen op kamertemperatuur en bescherm ze tegen vocht en rechtstreeks zonlicht.

De vervaldatum van de compressiekousen staat in de vorm van een zandloper aangegeven op het verpakkingsetiket. De compressiekousen gaan 60 maanden mee als ze op de juiste manier worden bewaard. Onze op maat gemaakte producten zijn bedoeld voor onmiddellijk gebruik.

Om die reden wordt er geen uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking vermeld.

### Weggooien

De compressiekousen van VENOSAN® kunnen worden weggegooid met het huishoudelijk afval.

Bij afwijkende landelijke regelgeving dient deze te worden nageleefd.

### Algemene informatie

Neem in het geval van een ernstig voorval contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke gezondheidsinstanties.

## INSTRUKSJONER FOR BRUK

Takk for at du valgte kompresjonsstrømper fra VENOSAN®. De er produsert i samsvar med den nyeste medisinske kunnskapen. Strømpene er medisinsk utstyr, og det er derfor helt avgjørende at du leser disse instruksjonene veldig nøye.

### Produktbeskrivelse og funksjoner

Kompresjon reduserer diameteren på venene i bena, og gjør at de venøse ventilene kan lukkes igjen. På den måten øker blodets strømningshastighet tilbake til hjertet, og blodet synker ikke lenger ned i bena.

### Materialsammensetning

Du kan finne nøyaktige detaljer om materialsammensetningen i VENOSAN®-kompresjonsstrømpene på det innsyddte tekstilmerket og på baksiden av emballasjen.

### Tiltenkt formål

Langtidsbehandling av flebologiske og/eller lymfatiske sykdommer i bena.

### Indikasjoner

**Varicer (åreknuter):** Primære og sekundære varicer, varicer under svangerskap, etter skleroterapi, etter venekirurgi **Tromboembolisme (blodpropp):** Tromboflebitt (overfladisk) så vel som etterbehandling av flebitt, dyp venøs trombose, etter trombose, post-trombotisk syndrom, profylakse av trombose for dagpasienter **Kronisk venøs insuffisiens (CVI):** CVI i grader fra I til III iht. Widmer-klassifiseringen, C1S–C6 iht. CEAP-klassifiseringen, forebygging av venøse leggsår, insuffisiens i kommunikasjonsårene, angiodysplasi **Ødemer:** Lymfødem, ødem under graviditet, post-traumatisk ødem, postoperativt ødem, idiopatisk syklig ødem, lipødem av grad II og over, kongestive tilstander etter langvarig immobilitet (artrogen stenose-syndrom, lammelse og delvis lammelse av lemmet). **Annet:** Etter brannsår, hypertrofisk arrdannelse

### Kontraindikasjoner

Kjent allergi og/eller overfølsomhet overfor noen av produktkomponentene. VENOSAN®s medisinske kompresjonsstrømper må ikke brukes av noen som lider av følgende:

**Absolutt:** Avansert perifer arteriell okklusiv sykdom, dekompensert hjertesykdom, septisk flebitt, smertefull blå flegmasi

**Relativ:** Ledsagende dermatoser, intoleranse mot stoffet i kompresjonsstrømpene, sensoriske forstyrrelser i lemmet, avansert perifer neuropati, primær kronisk artritt.

Unnlatelse av å ta hensyn til disse kontraindikasjonene vil føre til at eventuelle erstatningskrav ugyldiggjøres.

### Risikoer og bivirkninger

Bruk av støttestrømper med selvbærende silikonoverdeler og sølv kan forårsake hudirritasjon, og/eller at allergier kan oppstå i sjeldne tilfeller av sensitiv hud. Medisinske kompresjonsstrømper kan forårsake hudnekrose og trykkskader på det perifere nervesystemet, spesielt hvis de brukes på feil måte.

### Advarsler og forsiktighetsregler

Sørg for å rådføre deg med kvalifisert medisinsk personell før du tar på deg strømpene for første gang. Strømpene må ikke brukes over åpne sår. Det er svært viktig at strømpene har riktig størrelse og passer deg perfekt. Ikke brett topsømmen over strømpen. Dette vil fordoble trykket, som kan føre til en farlig innstramming. Hvis smertene i bena øker når du har på deg strømpene, eller hvis du føler deg uvel, må du konsultere lege eller en kompetent spesialist umiddelbart. Sørg for at du har velpleide føtter og et godt fottøy, slik at den fine strikkingen i strømpene ikke blir skadet. Enkelte kremer, salver og oljer kan ødelegge strømpene eller forårsake skjemmende flekker. Av hygieniske grunner er ikke dette produktet egnet for behandling av mer enn én pasient. Tekstileтикetten er en viktig del av kompresjonsstrømpene. Hvis du fjerner denne etiketten vil et eventuelt krav om garanti eller bytte ikke lenger være gyldig.

Hvis du bruker og tar vare på strømpene i henhold til instruksjonene, vil de ha en brukslevetid på seks måneder. Etter denne perioden kan det ikke lenger garanteres at de vil ha en medisinsk effekt, og vi anbefaler at du kjøper nye strømper.



## Bruksanvisning

### 1. Forberedelse

Vask før bruk! Skarpe eller sprukne fingernegler, grov hud, ringer med skarpe kanter, armbånd eller armbåndsur kan skade det tynne strikkede stoffet i VENOSAN®-strømpene når du tar dem på eller av.

### 2. Påføring

Den første påføringen av produktet må kun utføres av spesielt opplærte fagpersoner.

Kompresjonsstrømper bør tas på med omhu, og ikke bare trekkes oppover benet. Det beste er å ta på seg strømpene med én gang man står opp om morgen. Føttene og bena må være tørrer. Talkum i pudderform kan være til hjelp om nødvendig.

1. Snu innsiden av strømpebenet ut og så langt ned som til hælen, dvs. at bortsett fra foten skal innsiden av strømpen være snudd ut.
2. Bruk begge tomlene til å strekke og åpne strømpefoten, og tre deretter strømpen over foten.
3. Ta tak i den øvre strømpekanten og dra den over hælen.
4. Når hele strømpebenet er over ankelen din, ta tak i innsiden med begge tomlene og masser stoffet oppover benet med en sikkssakkbevegelse.

Ettersom VENOSAN®-strømpene er laget av svært elastisk materiale, er det svært viktig at du ikke trekker for hardt i topsømmen. Strømpen må masseres oppover med en rekke side-til-side-bevegelser.

1. Når strømpen skal tas av, dra topsømmen helt ned til ankelen.
2. Plasser begge tomlene mellom det strikkede stoffet og benet, og dra den forsiktig over hælen.
3. Deretter drar du strømpen langsomt over foten.

Bruk kompresjonsstrømpene hver dag. Et vellykket terapeutisk resultat kan kun sikres ved regelmessig bruk av strømpene. Kontakt legen din eller apoteket umiddelbart hvis det oppstår smerter eller alvorlige hudirritasjoner mens du bruker kompresjonsstrømpen.

### 3. Vedlikeholdsanbefaling (vedlikeholdsinstruksjoner)

Du kan vaske VENOSAN®s kompresjonsstrømper i vaskemaskin på et delikat program og maks. 40°C. Ikke bruk tøymyknere, optiske blekemidler eller flekkfjernere (f.eks. terpentin, bensin o.l.) For å maksimere produktets levetid ikke bruk tørketrommel eller radiator til tørking (se etikett). Rengjør silikonbåndene på de selvbærende overdelene regelmessig med alkohol for å forbedre klebeevennen.

### Lagrings- og transportforhold

Oppbevar strømpene i romtemperatur, godt beskyttet mot fukt og direkte sollys. Du finner utløpsdatoen for kompresjonsstrømpen i form av et timeglass på emballasjemerket. Vær oppmerksom på at kompresjonsstrømpenes brukslevetid er 60 måneder når de oppbevares på riktig måte. Våre skreddersydde produkter er ment for å brukes umiddelbart, så ingen maksimal oppbevaringsdato er angitt på emballasjen.

### Avfallshåndtering

VENOSAN®-kompresjonsstrømpene kan kastes som husholdningsavfall. Hvis det foreligger nasjonale lover som avviker fra dette, må disse følges.

### Generell informasjon

Ved alvorlige hendelser, kontakt produsenten og de ansvarlige helsemyndighetene.

Dziękujemy za wybór pończoch uciskowych VENOSAN®. Zostały one wyprodukowane zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. Pończochy są wyrobem medycznym, w związku z czym absolutnie koniecznym jest dokładne przeczytanie niniejszych instrukcji.

### Opis oraz funkcje produktu

Ucisk powoduje zmniejszenie średnicy żył w nogach i umożliwia ponowne zamknięcie ich zastawek. W ten sposób zwiększa się prędkość przepływu wstecznego krwi do serca, a więc krew nie opada już do nóg.

### Skład materiału

Dokładne informacje na temat składu materiału pończoch uciskowych VENOSAN® można znaleźć na przesytej etykietce tekstylnej oraz na odwrocie opakowania.

### Zamierzony cel

Długotrwałe leczenie chorób flebologicznych i/lub limfatycznych w obrębie nóg.

### Wskazania

**Żylaki:** Pierwotne i wtórne żylaki, żylaki w czasie ciąży, po skleroterapii, po operacji żylnej

**Zakrzep z zatorami:** Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchniowe), jak również po leczeniu zapalenia żył, zakrzepica żył głębokich, po zakrzepicy, zespół pozakrzepowy, profilaktyka zakrzepicy u pacjentów ambulatoryjnych **Przewlekła niewydolność żylna:** CVI od klasy I do III wg Widmera, C1S-C6 zgone z CEAP, profilaktyka owrzodzeń żylnych, niewydolność żył łączących, angiodysplazja **Obrzęki:** Obrzęk limfatyczny, obrzęk podczas ciąży, obrzęk pourazowy, obrzęk pooperacyjny, idiopatyczny obrzęk cykliczny, obrzęk lipidowy stopnia II i powyżej, stany zastoinowe po długotrwałym unieruchomieniu (zespół zastoku artrogennego, porażenie i częściowy paraliż kończyny).

**Inne:** Po oparzeniach, w przypadku blizn przerostowych

### Przeciwwskazania

Znana alergia i/lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Medycznych pończoch uciskowych VENOSAN® nie mogą nosić osoby cierpiące na:

**Absolutne:** Zaawansowana choroba okluzyjna tętnic obwodowych, niewydolność serca, septyczne zapalenie żył, phlegmasia coerulea dolens

**Względne:** Współistniejące dermatozy, nietolerancja na ucisk pończochy, zaburzenia czuciowe kończyny, zaawansowana neuropatia obwodowa, pierwotne przewlekłe zapalenie stawów.

Nieprzestrzeganie tych przeciwwskazań spowoduje unieważnienie wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności.

### Rzyka i skutki uboczne

Stosowanie pończoch z silikonowymi, samonośnymi wykończeniami i srebrem może w rzadkich przypadkach prowadzić do podrażnień i/lub alergii w przypadku wrażliwej skóry. Medyczne pończochy uciskowe mogą powodować martwicę skóry i odleżyny w obwodowym układzie nerwowym, zwłaszcza jeśli są niewłaściwie używane.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed pierwszym użyciem pończoch należy skonsultować się z przeszkolonym personelem medycznym. Pończoch nie należy nosić na otwartych ranach. Bardzo ważne jest, aby pończochy były właściwego rozmiaru i dokładnie pasowały. Nigdy nie podwijać górnego szwu. Spowoduje to podwojenie nacisku, co mogłoby doprowadzić do niebezpiecznego ograniczenia przepływu krwi. Jeśli ból nóg wzmagają się podczas noszenia pończoch lub pacjent źle się czuje, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub odpowiednim specjalistą. Należy zadbać o stopy oraz założyć dobrze obuwie, aby nie uszkodzić cienkiej dzianiny pończoch. Niektóre kremy, maści i oleje mogą zniszczyć pończochy lub pozostawić na nich nieestetyczne plamy. Ze względów higienicznych produkt ten nie nadaje się do leczenia więcej niż jednego pacjenta. Etykieta tekstylna jest ważną częścią pończoch uciskowych. W razie usunięcia etykiety roszczenia z tytułu gwarancji lub wymiany są nieważne. Przydatność do użytku wynosi sześć miesięcy, jeśli pończochy są używane i pielęgnowane zgodnie z instrukcją. Po tym czasie nie możemy zagwarantować skuteczności medycznej i zalecamy zakup nowych pończoch.



## Instrukcje stosowania

### 1. Przygotowanie

Wyprąć przed użyciem! Ostre lub połamane paznokcie, szorstka skóra, pierścionki o ostrych krawędziach, bransoletki oraz zegarki na rękę mogą uszkodzić cienką dzianinę VENOSAN® podczas zakładania lub zdejmowania pończoch.

### 2. Stosowanie

Wstępne dopasowanie produktu musi zostać wykonane przez wykwalifikowany personel medyczny. Należy pamiętać, że pończochy uciskowe trzeba ostrożnie nakładać, a nie po prostu podciągać. Najlepiej jest założyć pończochy rano, zaraz po wstaniu z łóżka. Stopy i nogi muszą być suche.

W razie potrzeby pomocny może okazać się talk.

1. Należy wywinąć na zewnątrz nogawkę pończoch, aż do pięty – innymi słowy, wewnętrzne pończochy musi być skierowane na zewnątrz, z wyjątkiem stopy.
2. Za pomocą obu kciuków rozciągnąć i otworzyć stopę pończoch i naciągnąć ją na stopę.
3. Chwycić górną krawędź pończochy i naciągnąć ją na piętę.
4. Gdy nogawka pończoch znajdzie się nad piętą, należy wsunąć do środka oba kciuki i naciągać tkaninę do góry zygzkakowatym ruchem.

Ponieważ pończochy VENOSAN® wykonane są z wysoce elastycznego materiału, bardzo ważne jest, aby nie ciągnąć za mocno za górny szew. Pończochy należy naciągać do góry, wykonując serię ruchów masujących z boku na bok.

1. Podczas zdejmowania pończoch należy zsunąć górny szew nogawki w dół, aż do kostki.
2. Wsunąć oba kciuki między dzianinę i nogę i zsunąć pończochy przez piętę.
3. Delikatnie zdjąć pończochę ze stopy.

Pończochy uciskowe należy nosić codziennie. Codzienne noszenie pończoch jest konieczne celem zapewnienia skuteczności terapeutycznej. Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli podczas noszenia pończoch uciskowych wystąpią bóle lub poważne podrażnienia skóry.

### 3. Zalecenia dotyczące pielęgnacji (instrukcje pielęgnacyjne)

Pończochy uciskowe VENOSAN® można prać w pralce w maks. 40°C w programie delikatnym. Nie używać żadnych środków do zmiękczenia tkanin, rozaśniaczy optycznych ani odplamiaczy (takich jak terpentyna, benzyna itp.) Aby zmaksymalizować żywotność produktu, do suszenia nie używać suszarki bębnowej ani grzejnika (patrz etykieta). Regularnie czyścić alkoholem silikonowe paski na samonośnych wykończeniach, aby poprawić ich przyczepność.

### Warunki przechowywania i transportu

Pończochy należy przechowywać w temperaturze pokojowej i chronić je przed wilgocią i bezpośrednim światłem słonecznym. Na etykiecie opakowania można znaleźć datę ważności pończoch uciskowych, która oznaczona jest symbolem klepsydry. Należy pamiętać, że żywotność pończoch uciskowych wynosi 60 miesięcy przy prawidłowym przechowywaniu. Nasze produkty na zamówienie są przeznaczone do natychmiastowego użycia, dlatego na opakowaniu nie podano maksymalnej daty przechowywania.

### Utylizacja

Pończochy uciskowe VENOSAN® można wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Jeśli istnieją odmienne krajowe przepisy ustawowe, należy je zastosować.

### Informacje ogólne

W przypadku poważnego incydentu należy skontaktować się z producentem i odpowiedzialnymi organami służby ochrony zdrowia.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Благодарим за выбор компрессионных чулок VENOSAN®. Они изготовлены в соответствии с новейшими достижениями в сфере медицины. Чулки являются медицинским изделием, поэтому очень важно, чтобы вы внимательно ознакомились с данными инструкциями.

## **Описание изделия и его свойства**

Компрессия способствует уменьшению диаметра вен нижних конечностей и позволяет их клапанам снова закрываться. Таким образом, скорость обратного потока крови к сердцу увеличивается, и она больше не застаивается в ногах.

## **Состав материала**

Точную информацию о составе материала компрессионных чулок VENOSAN® можно найти на вшитой текстильной этикетке и на обратной стороне упаковки

## **Целевое назначение**

Длительное лечение флебологических и/или лимфатических заболеваний нижних конечностей.

## **Показания**

**Варикоз:** Первичный и вторичный варикоз, варикоз во время беременности, после склерозирующей терапии, после операции на венах. **Тромбоэмболия:** Тромбофлебит (поверхностный), а также после лечения флебита, тромбоза глубоких вен, после тромбоза, посттромботического синдрома, для профилактики тромбоза у амбулаторных пациентов. **Хроническая венозная недостаточность (ХВН):** ХВН I-III степени по классификации Видмера, C1S-C6 по классификации CEAP, профилактика венозных язв, недостаточность сообщающихся вен, ангиодисплазия. **Отеки:** Лимфатический отек, отек во время беременности, посттравматический отек, послеоперационный отек, циклический идиопатический отек, липоэдема II степени и выше, застойные явления после длительной неподвижности (артрогенный застойный синдром), парез и частичный парез конечности). **Другие:** Состояния после ожогов, лечение гипертрофических рубцов

## **Противопоказания**

Наличие аллергии и/или гиперчувствительности к любому из компонентов изделия. Запрещается носить медицинские компрессионные чулки VENOSAN® лицам, страдающим от следующих заболеваний:

**Абсолютные противопоказания:** Прогрессирующее окклюзионное заболевание периферических артерий, декомпенсированная сердечная недостаточность, септический флебит, phlegmasia coerulea dolens (флебит синий болевой)

**Относительные противопоказания:** Сопутствующие дерматозы, непереносимость компрессионной чулочной ткани, сенсорные нарушения конечности, прогрессирующая периферическая невропатия, первичный хронический артрит. Несоблюдение данных противопоказаний ведет к признанию недействительными любых претензий в отношении изделия.

## **Риски и побочные явления**

При гиперчувствительности использование чулок с силиконовыми лентами по верхней кромке и серебром в редких случаях может привести к раздражению кожи и/или к аллергии. Медицинские компрессионные чулки при неправильном использовании могут вызвать некроз кожи и овреждения, связанные со сдавливанием периферических нервов.

## **Предупреждения и меры предосторожности**

Перед использованием чулок в первый раз обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Нельзя надевать чулки на открытые раны. Очень важно выбрать точно подходящий вам размер изделия. Никогда не подворачивайте верхнюю кромку чулка. Это удвоит давление, что может привести к опасному сжатию. Если в процессе носки чулок наблюдается усиление боли в ногах или появляется ощущение дискомфорта, следует немедленно проконсультироваться со своим врачом или другим медицинским работником. Уделите внимание уходу за стопами и используйте качественную обувь, чтобы не повредить тонкую ткань изделия. Некоторые кремы, мази и масла могут повредить чулки или оставить на них пятна. По гигиеническим соображениям данный продукт предназначен для использования только одним пациентом. Текстильная этикетка является важной частью компрессионных чулок. Если вы удалите эту этикетку, то гарантия и право на обмен изделия будут аннулированы.



Если вы используете чулки и ухаживаете за ними в соответствии с инструкциями, срок их службы составляет шесть месяцев. По истечении этого периода медицинская эффективность изделия не гарантируется. В этом случае мы рекомендуем приобрести новые чулки.

## **Инструкции по применению**

### **1. Подготовка**

Постирать перед использованием! При надевании или снятии чулок VENOSAN® их тонкую трикотажную ткань могут повредить острые или ломкие ногти, огрубевшая кожа, кольца с заостренными краями, браслеты или наручные часы.

### **2. Применение**

Первая примерка изделия должна выполняться только квалифицированным медицинским персоналом. Обратите внимание, что компрессионные чулки следует аккуратно надевать, а не натягивать. Лучше всего надевать чулки утром, сразу после пробуждения. Кожа ног должна при этом быть сухой. При необходимости можно воспользоваться тальком.

1. Выверните чулок наизнанку до пятки, т.е. не выворачивайте часть, которая надевается на стопу.
2. Растаньте двумя большими пальцами рук ту часть чулка, которая надевается на стопу, и натяните ее на ногу.
3. Возьмитесь за верхний край чулка и натяните его на пятку.
4. Когда чулок надет выше щиколотки, просуньте под него оба больших пальца и натягивайте вверх, разглаживая ткань массажными зигзагообразными движениями.

Поскольку чулки VENOSAN® изготовлены из высокоэластичного материала, очень важно не тянуть за верхнюю часть чулка со всей силы. Чулки следует разглаживать движениями из стороны в сторону.

1. При снятии чулок возьмитесь за верхний край и потяните вниз в направлении голени.
2. Поместите оба больших пальца между тканью и ногой и сместите чулок на пятку.
3. Медленно снимите чулок со стопы.

Носите компрессионные чулки ежедневно. Только благодаря регулярному использованию можно достичь лечебного эффекта. Если при ношении компрессионных чулок возникают боли или раздражение на коже, незамедлительно проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.

### **3. Рекомендации (инструкции) по уходу**

Компрессионные чулки VENOSAN® можно стирать в стиральной машине при температуре не выше 40°C с использованием деликатного режима стирки. Не используйте кондиционеры, оптические отбеливатели или пятновыводители (например, скрипидар, бензин и т. д.). Чтобы продлить срок службы изделия, не используйте сушилку или обогреватель для его просушки (см. этикетку).

Для улучшения адгезии регулярно очищайте спиртом силиконовую полоску на кромке.

### **Условия хранения и транспортировки**

Храните чулки при комнатной температуре и оберегайте от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Срок годности компрессионных чулок указан на этикетке упаковки в виде песочных часов.

Обратите внимание, что срок годности компрессионных чулок при правильном хранении составляет 60 месяцев. Наши изделия, изготавливаемые по специальному заказу, предназначены для немедленного использования, поэтому на упаковке не указывается максимальный срок хранения.

### **Утилизация**

Компрессионные чулки VENOSAN® можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Если в вашей стране действуют другие нормы, утилизация должна осуществляться в соответствии с ними.

### **Общая информация**

В случае серьезного происшествия обратитесь к производителю и в соответствующие органы здравоохранения.

Ďakujeme, že ste si vybrali kompresné pančuchy VENOSAN®. Boli vyrobené v súlade s najnovšími lekárskymi poznatkami. Kedže sa tieto pančuchy klasifikujú ako zdravotnícka pomôcka, bude potrebné, aby ste si veľmi pozorne prečítali tieto pokyny.

### **Opis produktu a jeho vlastnosti**

Kompresia vyvoláva zmenšenie priemeru žil dolných končatín a zabezpečuje opäťovné uzatváranie žilných chlopni. Rýchlosť spätného prúdenia krvi do srdca sa tak zvyšuje a krv prestáva zostupovať do dolných končatín.

### **Materiálové zloženie**

Presné podrobnosti o materiálovom zložení kompresných pančuch VENOSAN® nájdete na textilnej nášivke a na zadnej strane obalu.

### **Vymedzený účel**

Dlhodobá liečba flebologických a/alebo lymfatických ochorení dolných končatín.

### **Indikácie**

**Varikóza:** Primárna a sekundárna varikóza, varikóza počas tehotenstva, po skleroterapii, po operácii žily

**Tromboembolizmus:** Tromboflebitída (povrchová), ako aj po liečbe flebitídy, hlboká venózna trombóza, po trombóze, posttrombotický syndróm, profylaxia trombózy u ambulantných pacientov

**Chronická venózna insuficiencia:** CVI triedy I až III podľa Widmera, C1S-C6 podľa CEAP, prevencia

venóznych vredov, insuficiencia spojovacích žil, angiodysplázia

**Opuchy:** Lymfedém, edém počas tehotenstva, posttraumatický edém, pooperačný edém, idiopatický cyklický edém, lipoedém stupňa II a vyššie, kongestívne stavy po dlhodobej imobilite (syndróm artrogénnej stázy, paralíza a čiastočná paralíza končatiny).

**Ostatné:** Po popáleninách, hypertrofické zjazvenie

### **Kontraindikácie**

Známa alergia a/alebo precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku produktu. Zdravotnícke kompresné pančuchy VENOSAN® nesmú používať osoby trpiace týmito ochoreniami:

**Absolútne:** Pokročilá periférna arteriálna okluzívna choroba, dekompenzované srdcové ochorenia, septická flebitída, phlegmasia coerulea dolens

**Relativne:** Sprievodné dermatózy, intolerancia k tkanine kompresnej pančuchy, senzorické poruchy končatín, pokročilá periférna neuropatia, primárna chronická artrítida.

Nedodržanie týchto kontraindikácií povedie k zamietnutiu akýchkoľvek žiadostí o vyvodenie zodpovednosti.

### **Riziká a vedľajšie účinky**

Používanie pančuch so silikónovými samonosnými vrchnými časťami a striebrom môže viesť k podráždeniu pokožky a/alebo v zriedkavých prípadoch pri osobách s citlivou pokožkou k výskytu alergie.

Zdravotnícke kompresné pančuchy môžu spôsobiť nekrózu kože a tlakové poškodenie na periférnom nervovom systéme, najmä ak sa používajú nesprávnym spôsobom.

### **Výstrahy a preventívne opatrenia**

Pred prvým použitím pančuch sa poradte s vyškoleným zdravotníckym personálom. Pančuchy sa nesmú aplikovať na otvorené rany. Je veľmi dôležité, aby pančuchy mali správnu veľkosť a presne sedeli.

Nikdy neprekladajte vrchný šev. Zdvojnásobí by sa tým tlak, čo by mohlo viesť k nebezpečnému obmedzeniu krvného obehu. Ak sa bolesti nôh zvyšujú, ked' máte na sebe pančuchy, alebo ak sa necítite dobre, okamžite sa poradte s lekárom alebo vhodným špecialistom. Dbajte na dôkladnú starostlivosť o pokožku nôh a správnu obuv, aby nedošlo k poškodeniu jemnej tkaniny pančuch. Niektoré krémy, masti a oleje môžu pančuchy poškodiť alebo zanechať nevhľadné škvŕny. Tento výrobok nie je z hygienických dôvodov vhodný na liečbu viac ako jedného pacienta. Textilná nášivka je dôležitou súčasťou kompresných pančuch. Ak nášivku odstráňte, nárok na záruku alebo výmenu stráca platnosť.

Ak pančuchy používate a staráte sa o ne podľa pokynov, budú mať životnosť šesť mesiacov.

Po tomto období viac nie je možné zaručiť lekársku účinnosť a odporúčame vám zakúpiť nové pančuchy.

## Návod na použitie

### 1. Príprava

Pred použitím operte! Ostré alebo popraskané nechty, hrubá koža, prstene s ostrými hranami, náramky alebo náramkové hodinky môžu pri obliekaní a vyzliekaní poškodiť jemnú tkaninu pančuch VENOSAN®.

### 2. Aplikácia

Prvotné ustanovenie vhodnej veľkosti výrobku môže realizovať len vyškolený zdravotnícky personál. Upozorňujeme, že kompresné pančuchy by sa mali starostlivo aplikovať, a nie len jednoducho naťahovať na nohu. Najlepšie je obliecť si pančuchy skoro ráno, hneď ako vstanete. Nohy musíte mať suché. V prípade potreby si môžete pomôcť telovým púdrom.

1. Obráťte pančuchy otočte naruby až po pätu, t. j. okrem chodidla, a to tak, aby vnútorná časť pančuchy smerovala von.
2. Pomocou palcov natiahnite chodidlo pančuchy, aby ste ho roztiahli a pančuchu si natiahnite na nohu.
3. Uchopte horný okraj pančuchy a pretiahnite ho cez pätu.
4. Ihneď ako je celá noha pančuchy nad členkom, siahnite dovnútra obidvomi palcami a postupne posúvajte tkaninu po nohe smerom nahor cikcakovým pohybom.

Vzhľadom k tomu, že pančuchy VENOSAN® sú vyrobené z vysoko elastického materiálu, je veľmi dôležité, aby ste z celej sily neťahali za horný šev pančuch. Pančucha sa musí postupne posúvať nahor krátkymi pohybmi zo strany na stranu.

1. Pri vyzliekaní pančuch stiahnite horný šev nožnej časti nadol až po členok.
2. Zasuňte obidva palce medzi tkaninu a nohu a stáhujte pančuchu cez pätu.
3. Pomaly stáhujte pančuchu cez chodidlo.

Kompresné pančuchy noste každý deň. Liečba môže byť úspešná len v prípade, ak pančuchy budete nosiť pravidelne. Ak sa pri nosení kompresných pančuch objavia bolesti alebo závažné podráždenie pokožky, okamžite sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

### 3. Odporúčaná starostlivosť

Kompresné pančuchy VENOSAN® môžete prať v automatickej práčke pri max. teplote 40°C na pracom programe na pranie jemnej bielizne. Nepoužívajte žiadne zmäkčovače tkanín (aviváže), optické zjasňovače ani odstraňovače škvŕn (napr. terpentín, benzín atď.) V záujme maximalizácie životnosti výrobku nepoužívajte na sušenie bubenovú sušičku ani radiátor (pozrite si nášivku). Silikónové pásy na samonosných vrchných častiach pravidelne čistite alkoholom, aby sa zlepšila ich príhľavnosť.

### Podmienky na uchovávanie a prepravu

Pančuchy skladujte pri izbovej teplote a chráňte ich pred vlhkostou a priamym slnečným svetlom. Dátum exspirácie kompresných pančuch nájdete vo forme presýpacích hodín na etikete na obale. Upozorňujeme, že životnosť kompresných pančuch je pri správnom skladovaní 60 mesiacov. Naše výrobky vyrábané na mieru sú určené na okamžité použitie, takže na obale nie je uvedený žiadny dátum, dokedy najneskôr sa môžu uskladňovať.

### Likvidácia

Kompresné pančuchy VENOSAN® sa môžu likvidovať ako bežná súčasť komunálneho odpadu. Ak v danej krajine platia odlišné právne predpisy, ste povinní ich dodržiavať.

### Všeobecné informácie

V prípade vážneho incidentu sa obráťte na výrobcu a príslušné zdravotné orgány.

Hvala, ker ste izbrali kompresijske nogavice VENOSAN®. Proizvedene so v skladu z najnovejšimi medicinski spoznanji. Te nogavice so medicinski pripomoček, zato je nujno, da natančno preberete ta navodila.

### **Opis in značilnosti izdelka**

Kompresija povzroča, da se zmanjša premer žil na nogah, in omogoča, da se venske zaklopke spet zaprejo. S tem se poveča hitrost povratnega toka krvi v srce in kri ne zastaja več v nogah.

### **Sestava**

Podrobnosti o sestavi kompresijskih nogavic VENOSAN® so navedene na všiti tekstilni etiketi in na zadnji strani embalaže.

### **Namenska uporaba**

Dolgotrajno zdravljenje fleboloških in/ali limfnih bolezni nog.

### **Indikacije**

**Varikozne vene:** primarne in sekundarne varikozne vene, varikozne vene med nosečnostjo, po skleroterapiji ali operaciji ven. **Trombembolija:** tromboflebitis (površinski) in po zdravljenju flebitisa, globoke venske tromboze, po trombozi, posttrombotični sindrom in profilaksa tromboze za ambulantne bolnike. **Kronična venska insuficienca:** razredi KVI od I do III po Widmerju, C1S–C6 po razvrstitvi CEAP, preprečevanje venskih razjed, insuficienca komunikacijskih ven in angiodisplazija. **Edemi:** limfoedem, edem med nosečnostjo, posttravmatski edem, postoperativni edem, idiopatski ciklični edem, edem razreda II ali več, kongestivna stanja zaradi daljše nepokretnosti (artrogeni zastojni sindrom, paraliza in delna paraliza uda). **Drugo:** Po opekliah in za hipertrofično brazgotinjenje.

### **Kontraindikacije**

Poznane alergije in/ali preobčutljivost na katero koli sestavino izdelka. Medicinskih kompresijskih nogavic VENOSAN® ne smete nositi, če imate naslednje težave:

**Brezpogojne:** napredno periferno arterijsko bolezen, dekompenzirane bolezni srca, septični flebitis in phlegmasia coerulea dolens.

**Relativne:** sočasna dermatozza, netoleranca na material, iz katerega so narejene kompresijske nogavice, senzorične motnje uda, napredna periferna nevropatija in primarni kronični artritis.

Ob neupoštevanju teh kontraindikacij odškodninski zahtevki niso veljavni.

### **Tveganja in stranski učinki**

Uporaba samostoječih nogavic s silikonskim robom in srebrom lahko v redkih primerih zelo občutljive kože povzroči razdraženost kože in/ali alergije. Medicinske kompresijske nogavice lahko povzročijo kožne nekroze in tlačne poškodbe na periferem živčnem sistemu, zlasti ob napačni uporabi.

### **Opozorila in previdnostni ukrepi**

Preden nogavice prvič obujete, se posvetujte z usposobljenim medicinskim osebjem. Nogavic ne smete nositi, če imate odprte rane. Zelo pomembno je, da imate nogavice v pravi velikosti in da se vam popolnoma prilegajo. Nikoli jih ne zavijajte čez zgornji šiv. S tem bi podvojili pritisk, kar lahko povzroči resne kontraindikacije. Če se pri nošenju nogavic bolečine v vaših nogah povečajo ali če se ne počutite dobro, se morate nemudoma posvetovati s svojim zdravnikom ali z ustreznim specialistom. Lepo negujte stopala in nosite primerno obutev, da ne boste poškodovali fino pletenih nogavic. Določene kreme, mazila in olja lahko uničijo vaše nogavice, ali na njih pustijo grde madeže. Zaradi higieničnih razlogov ta izdelek ni primeren za zdravljenje več kot enega bolnika. Tekstilna etiketa je pomemben del kompresijskih nogavic. Če je etiketa odstranjena, ne morete uveljavljati garancijskega zahtevka ali zahtevka za menjavo. Življenska doba nogavic je šest mesecev, če jih boste uporabljali in zanje skrbeli v skladu z navodili. Po tem obdobju ne moremo več jamčiti za njihovo medicinsko učinkovitost, zato vam priporočamo, da kupite nove.

## Navodila za uporabo

### 1. Priprava

Pred uporabo izdelek operite! Ostri ali zlomljeni nohti, groba koža, prstani z ostrimi robovi, zapestnice ali ročne ure lahko poškodujejo tanko pleteno tkanino vaših nogavic VENOSAN® pri obuvanju ali sezuvanju.

### 2. Uporaba

Začetno pomerjanje izdelka lahko izvede samo medicinsko usposobljen strokovnjak.

Pazite, da kompresijskih nogavic ne povlečete samo navzgor, ampak jih previdno obujete. Najbolje je, da jih obujete takoj zjutraj, ko se zbudite. Vaša stopala in noge morajo biti suhe. Po potrebi si lahko pomagate s smukcem.

1. Zgornji del nogavice do pete obrnite navzven, torej vse razen stopala; notranji del nogavice mora biti obrnjen navzven.
2. Uporabite palca, da raztegnete stopalo nogavice in jo povlečete na nogo.
3. Primite zgornji rob nogavice in jo povlecite čez peto.
4. Ko imate ves zgornji del nogavice nad gležnjem, jo na notranji strani primite s palcema, da tkanino v cikcaku in z masažnimi gibi povlečete navzgor.

Ker so nogavice VENOSAN® izdelane iz izredno elastičnega materiala, je zelo pomembno, da vrhnjega šiva ne povlečete z vso močjo. Nogavico morate z masažnimi gibi, od strani do strani, počasi povleči navzgor.

1. Ko nogavice sezuvate, povlecite zgornji šiv zgornjega dela navzdol do gležnja.
2. S palcema sezite med tkanino in nogo in jo povlecite čez peto.
3. Nogavico počasi povlecite čez stopalo.

Pomembno je, da kompresijske nogavice nosite vsak dan. Le njihova redna uporaba zagotavlja terapevtski uspeh. Če se med nošenjem kompresijskih nogavic pojavi bolečina ali hudo draženje kože, se nemudoma posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

### 3. Priporočila (navodila) za nego

Svoje kompresijske nogavice VENOSAN® lahko perete v pralnem stroju s programom za občutljivo perilo pri najvišji temperaturi 40°C. Ne uporabljajte mehčalcev, optičnih belil ali odstranjevalcev madežev (kot so terpentin, bencin itd.). Da bi bila življenska doba izdelka čim daljša, jih ne sušite v sušilniku ali na radiatorju (glej etiketo).

Za boljši oprijem samostojče silikonske trakove na vrhu redno čistite z alkoholom.

### Pogoji hranjenja in prevoza

Nogavice hranite pri sobni temperaturi; ne izpostavljajte jih vlagi ali neposredni sončni svetlobi. Datum poteka kompresijskih nogavic je naveden na embalaži v obliki peščene ure. Pri pravilnem shranjevanju znaša življenska doba kompresijskih nogavic 60 mesecev. Naši izdelki, ki so izdelani po meri, so namenjeni takojšnji uporabi, zato na njihovi embalaži ni navedeno, do kdaj se lahko hranijo.

### Odstranjevanje med odpadke

Kompresijske nogavice VENOSAN® lahko odvržete med gospodinjske odpadke. Če obstajajo nacionalne zakonske določbe, ki od tega odstopajo, jih morate upoštevati.

### Splošne informacije

V primeru resnega zapleta o tem obvestite proizvajalca ali pristojne zdravstvene organe.

Tack för att du valt VENOSAN® kompressionsstrumpor. De har utvecklats enligt den senaste medicinska kunskapen. Strumporna är en medicinsk produkt, därför är det otroligt viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noga.

## Produktbeskrivning och egenskaper

Kompressionen gör att venerna i benen trycks ihop och gör det möjligt för de venösa klaffarna att vara tätta. Blodets återflödeshastighet tillbaka till hjärtat ökar därmed, och blodet sjunker inte längre ner i benen.

## Materialets sammansättning

Du hittar detaljerad information om materialets sammansättning i din VENOSAN® kompressionsstrumpa på etiketten samt på förpackningens baksida.

## Avsett syfte

Långtidsbehandling av venösa och/eller lymfatiska sjukdomar i benen.

## Indikationer

**Åderbråck:** Primära och sekundära åderbråck, åderbråck under graviditet, efter skleroterapi, efter venkirurgi **Tromboembolism:** Tromboflebit (ytlig) samt efter behandling av flebit, djup venös trombos, efter trombos, posttrombotiskt syndrom, profylax av trombos för ambulatoriska patienter

**Kronisk venös insufficiens:** CVI, grad I till III enligt Widmer, C1S-C6 enligt CEAP, förebyggande av venösa sår, insufficiens hos anknutna veneer, angiodyplasi **Ödem:** Lymfödem, ödem under graviditet, post-traumatiskt ödem, postoperativt ödem, idiopatisk cykliskt ödem, lipödem i klass II och över, kongestiva tillstånd efter långvarig orörlighet (artrogenstasissyndrom, förlamning och partiell förlamning av benen). **Övrigt:** Efter brännskador, hypertrofisk ärrbildning

## Kontraindikationer

Känd allergi och/eller överkänslighet mot någon av beståndsdelarna i produkten. VENOSAN® medicinsk kompressionsstrumpa ska inte användas av någon som lider av följande:

**Absoluta:** Avancerad perifer arteriell ocklusiv sjukdom, dekompenserade hjärtsjukdomar, septisk flebit, phlegmasia coerulea dolens

**Relativa:** Samtidig dermatos, intolerans mot kompressionsstrumpor, sensoriska störningar i benen, avancerad perifer neuropati, primär kronisk artrit.

Underlätenhet att observera dessa kontraindikationer leder till ogiltigförklaring av eventuella skadeståndsanspråk.

## Risker och biverkningar

Användning av strumpor med silikonkant och silver kan i sällsynta fall leda till hudirritation och/eller allergier vid känslig hud. En medicinsk kompressionsstrumpa kan leda till hudnekros och tryckskador på det perifera nervsystemet, i synnerhet vid felaktig användning.

## Varningar och säkerhetsåtgärder

Kontakta alltid hälsovårdspersonal innan du använder dina strumpor för första gången. Strumporna ska inte användas vid öppna sår. Det är mycket viktigt att strumporna är av korrekt storlek och passar perfekt.

Vik aldrig ned den översta kanten. Detta dubblar trycket och kan stoppa blodcirculationen.

Om smärtan i benet ökar när du använder din strumpa eller om du mår dåligt, kontakta omedelbart din läkare eller lämplig specialist. Var noga med att sköta om dina fötter och att använda bra skor, så att materialet i din strumpa inte skadas. Vissa krämer, salvor och oljor kan skada din strumpa eller orsaka fula fläckar. Av hygienskäl bör denna produkt inte användas av mer än en person. Etiketten är en viktig del av denna kompressionsstrumpa. Om du tar bort etiketten ogiltigförklaras eventuella krav på garantirenden eller ersättning av produkten. Om du använder och sköter din strumpa enligt anvisningarna har den en livslängd på sex månader. Efter denna period kan strumpans medicinska fördelar inte längre garanteras, och vi rekommenderar att du köper en ny.



## Användningsinstruktioner

### 1. Förberedelse

Tvätta före användning! Vassa eller trasiga naglar, sträv hud, vassa ringar, armband eller klockor kan skada det tunna tyget i dina VENOSAN® vid på- eller avtagning.

### 2. Användning

Den första utprovningen ska utföras av utbildad hälsovårdspersonal.

Tänk på att en kompressionsstrumpa ska tas på noggrant och inte bara dras upp på benet. Det rekommenderas att man tar på sig strumpan direkt på morgonen när man går upp. Dina fötter och ben måste vara torra. Talkpuder kan hjälpa vid behov.

1. Vänd strumpan ut och in ner till hälen, d.v.s. strumpans insida ska vara vänd utåt med undantag av fotdelen.
2. Använd båda tummarna för att öppna upp strumpfoten och dra den över din fot.
3. Ta tag i strumpans övre kant och dra den över din häl.
4. När hela strumpbenet är över din ankel tar du tag i strumpan med båda tummarna och masseras upp materialet på ditt ben med en sicksackrörelse.

Eftersom VENOSAN® kompressionsstrumpa är tillverkad av ett mycket elastiskt material, är det otroligt viktigt att du inte drar upp den övre sömnen så hårt du kan. Strumpan måste masseras upp i en rad sidogående rörelser.

1. När du tar av strumpan drar du den övre sömnen ner till din ankel.
2. Tryck med båda tummarna mellan tyget och ditt ben och dra försiktigt strumpan över din häl.
3. Dra sedan långsamt av strumpan över foten.

Använd din kompressionsstrumpa varje dag. De medicinska fördelarna kan endast garanteras vid regelbunden användning. Kontakta din läkare eller sjuksköterska omedelbart om du får smärtor eller allvarliga hudirritationer av din kompressionsstrumpa.

### 3. Skötselråd

Du kan tvätta din VENOSAN® kompressionsstrumpa i tvättmaskin på max 40°C på ett skonsamt program.

Använd inte sköljmedel, optiska blekmedel eller fläckborttagare (som t.ex. terpentin, bensin etc.)

Torka inte produkten i torktumlare eller på element, då detta kan förkorta produktens livslängd (se etiketten). Rengör silikonkanten med alkohol regelbundet för att förbättra vidhäftningen.

### Förvaring och transport

Förvara strumpan i rumstemperatur och skydda den mot fukt och direkt solljus. Du hittar bäst före-datumet för din kompressionsstrumpa i form av ett timglas på förpackningen. Tänk på att livslängden för en kompressionsstrumpa är 60 månader om den förvaras korrekt. Våra skräddarsydda produkter är avsedda att användas direkt, så de har inget längsta förvaringsdatum på förpackningen.

### Deponering

VENOSAN® kompressionsstrumpa kan slängas i hushållssoporna. Om det finns lokala avfallsbestämmelser som säger annorlunda ska dessa följas.

### Allmän information

Vid allvarliga händelser ska tillverkaren och ansvarig hälsovårdsmyndighet meddelas.

VENOSAN® kompresyon çoraplarını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu çoraplar, en yeni tıbbi bilgilere uygun olarak üretilmiştir. Çoraplar tıbbi bir cihazdır ve bu yüzden bu kullanım talimatlarını çok dikkatli bir şekilde okumanız kesinlikle önemlidir.

## **Ürün tanımı ve özellikleri**

Kompresyon, bacak damarlarının çapını daraltır ve damar kapaklıklarının tekrar kapanmasını sağlar. Böylece kanın kalbe geri akış hızı artar ve kan artık bacaklıda toplanmaz.

## **Malzeme bileşimi**

VENOSAN® kompresyon çorabınızın malzeme bileşimine ilişkin ayrıntılı bilgileri, dikili kumaş etiket üzerinde ve ambalajın arkasında bulabilirsiniz.

## **Kullanım amacı**

Flebojik ve/veya lenfatik bacak hastalıklarının uzun süreli tedavisi.

## **Endikasyonlar**

**Varis:** Birincil ve ikincil varis, gebelik esnasında varis, skleroterapi sonrası, damar ameliyatı sonrası

**tromboembolizm:** Tromboflebit (yüzeysel) ve flebit tedavisi sonrası, derin venöz tromboz, tromboz

sonrası, trombotik sendrom sonrası, yürüyebilen hastalar için tromboz profilaksi

**kronik venöz yetmezlik:** Widmer'e göre CVI I ve III derecesi, CEAP'a göre C1S-C6, venöz ülserlerin önlenmesi, iletişim damarlarının yetersizliği, anjiyodisplazi **ödemler:** Lenf ödem, gebelik esnasında ödem, post travmatik ödem, ameliyat sonrası ödem, idyopatik periyodik ödem, derece II ve üstü lipödem, uzun süren hareketsizliği takiben konjestif durumlar (artrojenik yavaşlama sendromu, felç ve kısmi bacak felci). **Diğer:** Yanık sonrası, hipertrofik skarlaşma

## **Kontrendikasyonlar**

Ürün bileşenlerinden birine karşı bilinen alerji ve/veya aşırı duyarlılık. VENOSAN® medikal kompresyon çorapları aşağıdaki şikayetleri olan kişiler tarafından giyilmemelidir:

**Mutlak:** İleri periferik arter tıkanlığı hastalığı, dekompanse kalp hastalıkları, septik flebit, flegmazı serula dolens

**Nispi:** Eşlik eden cilt hastalıkları, kompresyon çorabının kumaşına karşı intolerans, bacakta duysal rahatsızlıklar, ileri periferik sinir sistemi hastalığı, birincil kronik artrit.

Bu kontrendikasyonların dikkate alınmaması, sorumluluk taleplerinin geçersiz olmasına neden olabilir.

## **Riskler ve yan etkiler**

Silikon kendinden destekli bant ve gümüş içeren çorap kullanımı cilt tahrışına neden olabilir ve/veya nadir durumlarda hassas ciltte alerjiler meydana gelebilir. Medikal kompresyon çorapları, özellikle eğer yanlış kullanılırsa, cilt dokusu ölümüne ve periferik sinir sisteminde basınç hasarına neden olabilir.

## **Uyarılar ve önlemler**

Çoraplarınızı ilk kez giymeden önce, eğitimli tıbbi personele danışığınızdan emin olun. Çoraplar açık yaraların üzerine giyilmemelidir. Çorapların doğru boyutta olması ve size tam uyması çok önemlidir. Üst dikişi asla katlamayın. Bu, basıncı iki katına çıkarır ve tehlikedeki daralmalara yol açabilir.

Bacaklarınızdaki ağrı, çoraplarınızı giydığınızda artarsa veya kendinizi iyi hissetmemeseniz hemen doktorunuza veya uygun bir uzmana danışmalısınız. Lütfen çoraplarınince örgütünün zarar görmemesi için ayaklarınızın bakımı ve ayakkabılarınızın iyi olmasına dikkat ettiğinizden emin olun. Bazı kremler, merhemler ve yağılar çoraplarınızı kullanılmaz hale getirebilir veya hoş olmayan lekeler bırakabilir.

Bu ürün, hijyenik nedenlerle birden fazla hastanın tedavi edilmesi için uygun değildir. Kumaş etiket, kompresyon çoraplarının önemli bir parçasıdır. Bu etiketi çıkarırsanız, garanti veya değiştirme hakkınız geçersiz olur. Çoraplarınızı talimata uygun şekilde kullanır ve bakımını yaparsanız ürününden faydalananma süresi altı ay olur. Bu süreden sonra tıbbi faydası artık garanti edilemez ve yeni çorap almanız önerilir.

## **Uygulama talimatı**

### **1. Hazırlık**

Kullanmadan önce yıkayın! VENOSAN® çoraplarınızı giyip çıkarırken keskin veya çat�ak tırnaklar, pürüzlü cilt, keskin kenarlı yüzükler, bilezikler veya kol saatleri çorapların ince örgü kumaşına zarar verebilir.

### **2. Uygulama**

Ürünün ilk ayarlaması sadece tıbbi olarak eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Kompresyon çoraplarının dikkatlice uygulanması ve basitte bacaktan yukarı çekilmemesi gerektiğini lütfen unutmayın. En iyisi, sabah kalkar kalkmaz ilk iş olarak çoraplarınızı giymenizdir. Ayaklarınız ve bacaklarınız kuru olmalıdır. Gerekirse talk pudrası yardımcı olabilir.

1. Topuğa kadar çorabın bacak kısmının içini dışarı çıkarın, yani çorabın içi, ayak kısmı hariç dışarıya bakmalıdır.
2. Çorabınızın ayak kısmını gererek açmak ve çorabınızı ayağınızdan yukarı çekmek için iki baş parmağınızı kullanın.
3. Çorabın üst kenarını tutun ve topuğunuzdan yukarı çekin.
4. Çorabın bacak kısmının tamamı ayak bileğinizin üstüne gelince, iki baş parmağınızla iç kısma erişin ve zızkır hareketiyle kumaşı bacağınızdan yukarıya doğru masaj yaparak çekin.

VENOSAN® çorabınız çok elastik bir malzemeden yapıldığı için üst dikişini tüm gücünüzle yukarı çekmemeniz çok önemlidir. Çoraba yukarıya doğru bir taraftan diğer tarafa hareketlerle masaj yapılması gereklidir.

1. Çorapları çıkarırken, bacak kısmının üst dikişini topuğunuza kadar aşağıya doğru çekin.
2. İki baş parmağınızı örgü kumaşla bacağınızın arasına itin ve topuğunuzun üzerinde çorabı gevsetin.
3. Çorabı yavaşça ayağınızın üzerinden çekin.

Kompresyon çoraplarınızı her gün giyin. Tedavi başarısı sadece çorapların düzenli olarak giyilmesiyle sağlanabilir. Kompresyon çorabını giyerken ağrılar veya ciddi cilt tahrişleri ortaya çıkarsa lütfen hemen doktorunuza veya eczacınıza danışın.

### **3. Bakım önerisi (bakım talimatları)**

VENOSAN® kompresyon çoraplarınızı çamaşır makinesinde maksimum 40°C derecede, hassas yıkama programında yıkayabilirsiniz. Kumaş yumuşatıcı, görsel parlatici veya leke çıkarıcı (terebentin, benzin vs. gibi) kullanmayın. Ürün ömrünü en üst düzeye çıkarmak amacıyla kurutmak için çamaşır kurutma makinesi veya radyatör kullanmayın (bkz. etiket). Yapışmasını artırmak için silikon bantların kendinden destekli üst kenarlarını alkollerle düzenli olarak temizleyin.

### **Saklama ve taşıma koşulları**

Çorapları oda sıcaklığında saklayın ve neme ve doğrudan güneş ışığına karşı koruyun. Kompresyon çorabınızı, kum saatı şeklindeki son kullanma tarihini ambalaj etiketinde bulabilirsiniz. Uygun şekilde saklandığında kompresyon çoraplarınızın kullanım ömrünün 60 ay olduğunu lütfen unutmayın. Özel yapılmış ürünlerimizin hemen kullanılacağı öngörlülmüşür, bu nedenle ambalajda maksimum saklama tarihi belirtilememiştir.

### **Bertaraf etme**

VENOSAN® kompresyon çorapları, evsel atıklarla birlikte çöpe atılabilir.

Farklı ulusal mevzuat hükümleri olması durumunda bunlar uygulanmalıdır.

### **Genel bilgiler**

Ciddi bir olay durumunda üreticiyle ve sorumlu resmi sağlık makamlarıyla iletişim kurun.



Please let us know if you have comments, suggestions or queries regarding our products or services.

**Visit our website**

[www.venosan.com](http://www.venosan.com) → FEEDBACK

**Or send an Email to**

[info@swisslastic.ch](mailto:info@swisslastic.ch)

**de** Medizinprodukt

**en** Medical Device

**fr** Dispositif médical

**it** Dispositivo medico

**es** Producto sanitario

**pt** Dispositivo médico

**bg** Медицинско изделие

**cz** Zdravotnický prostředek

**da** Medicinsk uststyr

**el** Ιατροτεχνολογικό προϊόν

**et** Meditsiiniseade

**fi** Lääkinnällinen laite

**hr** Medicinski proizvod

**hu** Orvostechnikai eszköz

**ja** 医療機器

**lt** Medicinos priemonė

**lv** Medicīniska ierīce

**nl** Medisch hulpmiddel

**no** Medisinsk utstyr

**pl** Wyrób medyczny

**ru** Медицинское изделие

**sk** Zdravotnícka pomôcka

**sl** Medicinski pripomoček

**sv** Medicinteknisk produkt

**tr** Tibbi cihaz

**ar** الرمز MD يشير إلى جهاز طبي (Medical Device)

SWISSLASTIC AG ST. GALLEN  
Rorschacher Strasse 304  
CH-9016 St. Gallen  
Tel. +41 (0)58 258 42 00  
Fax. +41 (0)58 258 42 11

[info@swisslastic.ch](mailto:info@swisslastic.ch)  
[www.swisslastic.ch](http://www.swisslastic.ch)  
an  Company



**VENOSAN®**

Compression Stockings

[www.venosan.com](http://www.venosan.com)